

VASKULÄRE INTERVENTIONEN**UROLOGIE****GASTROENTEROLOGIE****SPINE**

Bestellkatalog

Order catalog

Catalogue de commande

Vaskuläre Interventionen - *Vascular interventions* - *Interventions vasculaires*

Urologie - *Urology* - *Urologie*

Gastroenterologie - *Gastroenterology* - *Gastro-entérologie*

Spine - *Spine* - *Rachis*



The company is engaged in the research and development, production and global distribution of medical products for minimal invasive therapy. optimed employs more than 200 people.

Our particular emphasis is on the fields of Vascular Interventions, Urology, Gastroenterology and Vertebroplasty. Convince yourself of our innovative products and our extensive portfolio.

Mit rund 200 Mitarbeitern erforscht, entwickelt und produziert optimed Medizinprodukte für die minimal-invasive Therapie.

Besondere Schwerpunkte bei unserer Arbeit legen wir auf die Fachbereiche Vaskuläre Interventionen, Urologie, Gastroenterologie, und Spine (Vertebro-/ Kyphoplastie). Überzeugen Sie sich selbst von unseren innovativen Produkten und unserem umfangreichen Portfolio.

Avec ses quelques 200 employés, la société Optimed œuvre dans la recherche, le développement et la production de dispositifs médicaux dans les traitements mini invasifs.

Nos points forts résident dans les domaines des interventions vasculaires, de l'urologie, de la gastroentérologie et de la vertébroplastie. Laissez-vous convaincre par notre vaste gamme et nos produits novateurs.

Inhaltsverzeichnis · Contents · Contenu

Vaskuläre Interventionen - Vascular interventions - Interventions vasculaires arteriell - arterial - artériels

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Arterielle Stents		<i>Arterial stents</i>		<i>Stents artériels</i>	
• sinus-XL	11	• sinus-XL	11	• sinus-XL	11
• sinus-XL Flex	12	• sinus-XL Flex	12	• sinus-XL Flex	12
• sinus-XL 6F	13	• sinus-XL 6F	13	• sinus-XL 6F	13
• sinus-Repo-Visual 6F	14	• sinus-Repo-Visual 6F	14	• sinus-Repo-Visual 6F	14
• sinus-SuperFlex-635	15	• sinus-SuperFlex-635	15	• sinus-SuperFlex-635	15
• sinus-SuperFlex-535	16	• sinus-SuperFlex-535	16	• sinus-SuperFlex-535	16
• Tentos 4F	17	• Tentos	17	• Tentos	17
• sinus-SuperFlex-DS	18	• sinus-SuperFlex-DS	18	• sinus-SuperFlex-DS	18
PTA-Ballonkatheter		<i>PTA balloon catheter</i>		<i>Cathéters à ballonnet PTA</i>	
• NyloTrack + 14	19	• NyloTrack + 14	19	• NyloTrack + 14	19
• NyloTrack + 18	20	• NyloTrack + 18	20	• NyloTrack + 18	20
• NyloTrack + 35	21, 22	• NyloTrack + 35	21, 22	• NyloTrack + 35	21, 22
Katheter		<i>Catheter</i>		<i>Cathéter</i>	
• BigLumen Absaugkatheter	23	• BigLumen aspiration catheter	23	• BigLumen, cathéter d'aspiration	23
Schleusen		<i>Sheaths</i>		<i>Introducteurs</i>	
• Epsylar	24	• Epsylar	24	• Epsylar	24
Punktionsnadeln		<i>Puncture needles</i>		<i>Aiguilles de ponction</i>	
• Chiba Nadeln	25	• Chiba needles	25	• Aiguilles de Chiba	25
• Angiographienadeln	25	• Angiography needles	25	• Aiguilles d'angiographie	25

Inhaltsverzeichnis · Contents · Contenu

Vaskuläre Interventionen - Vascular interventions - Interventions vasculaires venös - venous - veineux

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Venöse Stents		<i>Venous stents</i>		<i>Stents veineux</i>	
• sinus-Obliquus	28	• sinus-Obliquus	28	• sinus-Obliquus	28
• sinus-Venous	29	• sinus-Venous	29	• sinus-Venous	29
• sinus-XL	30	• sinus-XL	30	• sinus-XL	30
• sinus-XL Flex	31	• sinus-XL Flex	31	• sinus-XL Flex	31
• sinus-XL 6F	32	• sinus-XL 6F	32	• sinus-XL 6F	32
Katheter		<i>Catheter</i>		<i>Cathéter</i>	
• BigLumen Absaugkatheter	33	• BigLumen aspiration catheter	33	• BigLumen, cathéter d'aspiration	33
Schleusen		<i>Sheaths</i>		<i>Introducteurs</i>	
• Epsylar	34	• Epsylar	34	• Epsylar	34
Punktionsnadeln		<i>Puncture needles</i>		<i>Aiguilles de ponction</i>	
• Chiba Nadeln	35	• Chiba needles	35	• Aiguilles de Chiba	35
• Angiographienadeln	35	• Angiography needles	35	• Aiguilles d'angiographie	35

CO₂-Angiographie - CO₂-angiography - Angiographie au CO₂

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
• CO2-Angioset	38	• CO2-Angioset	38	• CO2-Angioset	38

Inhaltsverzeichnis · Contents · Contenu

Urologie - Urology - Urologie

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Ureterschienen		Ureteral stent		Stents urétéraux	
• Ureterschienen Set Opti-J	41	• Ureteral stent set Opti-J	41	• Kit stent urétéral Opti-J	41
• Ureterschienen Set	42, 43	• Ureteral stent set	42, 43	• Kit stent urétéral	42, 43
• Steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“	44	• Steerable ureteral stent set, „optimatic“	44	• Kit stent urétéral orientable « optimatic »	44
• Ureterschienen Set, Multilength	45	• Ureteral stent set, multilength	45	• Kit stent urétéral, multilength	45
• Steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“, Multilength	45	• Steerable ureteral stent set, „optimatic“, multilength	45	• Kit stent urétéral orientable « optimatic », multilength	45
• Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set	46	• Ex-stent tumor ureteral stent set	46	• Kit tumeur Ex-stent urétéral	46
• Steuerbares Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set, „Dirigent“	47	• Steerable Ex-stent tumor ureteral stent set „optimatic“	47	• Kit tumeur Ex-stent urétéral orientable « optimatic »	47
• Renales Transplantations-Ureterschienen Set	48	• Renal transplantation ureteral stent set	48	• Kit stent urétéral pour transplantation rénale	48
• Mono-J Endoprothesen Set	49	• Mono-J set, endoprosthesis set	49	• Kit Mono-J, endoprothèse	49
• Pädiatrisches Ureterschienen Set	50	• Pediatric ureteral stent set	50	• Kit stent urétéral pour pédiatrie	50
Ureterkatheter		Ureteral catheter		Cathéters urétéraux	
• VarioTip Premium Ureterkatheter	51	• VarioTip Premium ureteral catheter	51	• Cathéter urétéral VarioTip Premium	51
• VarioTip Ureterkatheter	51	• VarioTip ureteral catheter	51	• Cathéter urétéral VarioTip	51
Steinfangkörbchen		Stone baskets		Extracteurs de calculs	
• EQUADUS	52	• EQUADUS	52	• EQUADUS	52
• Douro, parallel	52	• Douro, parallel	52	• Douro, parallèle	52
• Douro, helikal	53	• Douro, helikal	53	• Douro, hélicoïdal	53
• Freeman	53	• Freeman	53	• Freeman	53
Percutane Drainagen		Percutaneous drainages		Drainages percutanés	
• Silaro Set, 2 oder 4 Seitenaugen	54	• Silaro set, 2 or 4 side holes	54	• Silaro set, 2 ou 4 orifices latéraux	54
• Silaro Wechsel-Set, 2 Seitenaugen	54	• Silaro exchange set, 2 side holes	54	• Silaro kit d'échange, 2 orifices latéraux	54
• Silaro Einzelkatheter, 2 oder 4 Seitenaugen	55	• Silaro single catheter, 2 or 4 side holes	55	• Silaro cathéter seul, 2 ou 4 orifices latéraux	55
• Set in klassischer Seldinger Technik, NephroSoft	55	• Set in classical Seldinger technique, NephroSoft	55	• Kit selon la technique classique de Seldinger, NephroSoft	55
• Einzelkatheter, NephroSoft	56	• Single catheter, NephroSoft	56	• Cathéter seul, NephroSoft	56
• Pädiatrisches Nephrostomie Set „Fulda B“	56	• Pediatric nephrostomy set "Fulda B"	56	• Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie	56
Führungsdrähte		Guide wires		Fils-guides	
• Hydra „black“ Führungsdraht	57	• Hydra "black" guide wire	57	• Fil-guide Hydra « black »	57
Punktionsnadeln		Puncture needles		Aiguilles de ponction	
• Initialpunktionsnadeln	58	• Initial puncture needles	58	• Aiguilles pour ponction initiale	58
• Chiba Nadeln	58	• Chiba needles	58	• Aiguilles de Chiba	58
Zubehör		Accessories		Accessoires	
• Dilatatoren	59	• Dilators	59	• Dilateurs	59
• Splitschleusen	59	• Splitsheaths	59	• Gains pelables	59
• Katheterverbinder	60	• Catheter connectors	60	• Connecteurs pour cathéters	60
• Adapter	60	• Adapter	60	• Adaptateur	60
• Tuohy-Borst Adapter	61	• Tuohy-Borst adapter	61	• Adaptateur Tuohy-Borst	61
• Zuspitzadapter	61	• Contrast medium adapter	61	• Adapter pour produit de contraste	61

Inhaltsverzeichnis · Contents · Contenu

Gastroenterologie - Gastroenterology - Gastro-entérologie

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Gastroenterologische Drainagen		<i>Gastroenterological drainages</i>		<i>Dispositifs de drainage gastro-entérologique</i>	
• Gallenendoprothese, Doppelpigtail	64	• <i>Biliary endoprosthesis, double pigtail</i>	64	• <i>Endoprothèse biliaire à double queue de cochon</i>	64
• Pankreasendoprothese	65	• <i>Pancreatic stent</i>	65	• <i>Endoprothèse pour drainage pancréatique</i>	65
• Gallengang-Einführungs-Set	65	• <i>Bile duct introduction set</i>	65	• <i>Système d'introduction pour voies biliaires</i>	65
Perkutane Drainagen		<i>Percutaneous drainages</i>		<i>Drainages percutanés</i>	
• Abszess Drainage Set	66	• <i>Abscess drainage set</i>	66	• <i>Kit de drainage d'abcès</i>	66
• Abszess Drainage Set „Locco Set“	66	• <i>Abscess drainage set "Locco set"</i>	66	• <i>Kit de drainage d'abcès « Locco Set »</i>	66
• Abszess Drainage Set in Seldinger Technik	67	• <i>Abscess drainage set in Seldinger technique</i>	67	• <i>Kit de drainage d'abcès selon Seldinger</i>	67
• Direktpunktions-Set, OD	67	• <i>Direct puncture set, OD</i>	67	• <i>Kit de ponction directe, OD</i>	67
• Einzelkatheter, OD	68	• <i>Single catheters, OD</i>	68	• <i>Cathéters seuls, OD</i>	68
• OD CT Drainagenkatheter Set	69	• <i>OD CT drainage catheter set</i>	69	• <i>OD CT kit cathéter de drainage</i>	69



Inhaltsverzeichnis ▪ Contents ▪ Contenu

Spine - Spine - Rachis

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Vertebroplastiesysteme		Vertebroplasty systems		Système de vertébroplastie	
• Cimento-MP	72	• Cimento-MP	72	• Cimento-MP	72
• Spezial-Vertebroplastienadel-Set	72	• Special vertebroplasty needle set	72	• Kit d'aiguille spéciale de vertébroplastie	72
• Cimento Mini Set	73	• Cimento Mini set	73	• Cimento Mini set	73
• Spezial-Vertebroplastienadel	73	• Special vertebroplasty needle	73	• Aiguille spéciale de vertébroplastie	73
• CimentoFixx- M	74	• CimentoFixx- M	74	• CimentoFixx- M	74


Arteriell

ARTERIAL - ARTÉRIELS



Vaskuläre Interventionen - *Vascular interventions* - *Interventions vasculaires* **arteriell** - *arterial* - *artériels*

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Arterielle Stents		<i>Arterial stents</i>		<i>Stents artériels</i>	
• sinus-XL	11	• sinus-XL	11	• sinus-XL	11
• sinus-XL Flex	12	• sinus-XL Flex	12	• sinus-XL Flex	12
• sinus-XL 6F	13	• sinus-XL 6F	13	• sinus-XL 6F	13
• sinus-Repo-Visual 6F	14	• sinus-Repo-Visual 6F	14	• sinus-Repo-Visual 6F	14
• sinus-SuperFlex-635	15	• sinus-SuperFlex-635	15	• sinus-SuperFlex-635	15
• sinus-SuperFlex-535	16	• sinus-SuperFlex-535	16	• sinus-SuperFlex-535	16
• Tentos 4F	17	• Tentos	17	• Tentos	17
• sinus-SuperFlex-DS	18	• <i>sinus-SuperFlex-DS</i>	18	• sinus-SuperFlex-DS	18
PTA-Ballonkatheter		<i>PTA balloon catheter</i>		<i>Cathéters à ballonnet PTA</i>	
• NyloTrack + 14	19	• <i>NyloTrack + 14</i>	19	• <i>NyloTrack + 14</i>	19
• NyloTrack + 18	20	• <i>NyloTrack + 18</i>	20	• <i>NyloTrack + 18</i>	20
• NyloTrack + 35	21, 22	• <i>NyloTrack + 35</i>	21, 22	• <i>NyloTrack + 35</i>	21, 22
Katheter		<i>Catheter</i>		<i>Cathéter</i>	
• BigLumen Absaugkatheter	23	• <i>BigLumen aspiration catheter</i>	23	• <i>BigLumen, cathéter d'aspiration</i>	23
Schleusen		<i>Sheaths</i>		<i>Introducteurs</i>	
• Epsylar	24	• <i>Epsylar</i>	24	• <i>Epsylar</i>	24
Punktionsnadeln		<i>Puncture needles</i>		<i>Aiguilles de ponction</i>	
• Chiba Nadeln	25	• <i>Chiba needles</i>	25	• <i>Aiguilles de Chiba</i>	25
• Angiographienadeln	25	• <i>Angiography needles</i>	25	• <i>Aiguilles d'angiographie</i>	25


sinus-XL

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Closed-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-XL

- Selfexpanding nitinol stent
- Closed-cell design
- Radiopaque markers
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip
-

sinus-XL

- Stent autoexpandible en nitinol
- Cellules fermées
- Repères radio-opaques
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-XL

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks <i>order code - length of application device</i> <i>référence - longueur système de pose</i>	Applikationsbesteck <i>application device</i> <i>kit d'application</i>	Führungsdraht <i>guide wire</i> <i>fil-guide</i>	Stent	Stent Länge <i>stent length</i> <i>stent longueur</i>
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
7316-01-8030	10	.035	16	30
7316-01-8040	10	.035	16	40
7316-01-8060	10	.035	16	60
7316-01-8080	10	.035	16	80
7316-01-8100	10	.035	16	100
7318-01-8030	10	.035	18	30
7318-01-8040	10	.035	18	40
7318-01-8060	10	.035	18	60
7318-01-8080	10	.035	18	80
7318-01-8100	10	.035	18	100
7320-01-8030	10	.035	20	30
7320-01-8040	10	.035	20	40
7320-01-8060	10	.035	20	60
7320-01-8080	10	.035	20	80
7320-01-8100	10	.035	20	100
7322-01-8030	10	.035	22	30
7322-01-8040	10	.035	22	40
7322-01-8060	10	.035	22	60
7322-01-8080	10	.035	22	80
7322-01-8100	10	.035	22	100
7324-01-8030	10	.035	24	30
7324-01-8040	10	.035	24	40
7324-01-8060	10	.035	24	60
7324-01-8080	10	.035	24	80
7324-01-8100	10	.035	24	100
7326-01-8030*	10	.035	26	30
7326-01-8040	10	.035	26	40
7326-01-8060	10	.035	26	60
7326-01-8080	10	.035	26	80
7326-01-8100*	10	.035	26	100
7328-01-8030	10	.035	28	30
7328-01-8040	10	.035	28	40
7328-01-8060	10	.035	28	60
7328-01-8080	10	.035	28	80
7328-01-8100	10	.035	28	100
7330-01-8040	10	.035	30	40
7330-01-8060	10	.035	30	60
7330-01-8080*	10	.035	30	80
7330-01-8100*	10	.035	30	100
7332-01-8040	10	.035	32	40
7332-01-8060	10	.035	32	60
7332-01-8080*	10	.035	32	80
7332-01-8100*	10	.035	32	100
7334-01-8040	10	.035	34	40
7334-01-8060	10	.035	34	60
7334-01-8080	10	.035	34	80
7334-01-8100	10	.035	34	100
7336-01-8040	10	.035	36	40
7336-01-8060	10	.035	36	60
7336-01-8080	10	.035	36	80
7336-01-8100	10	.035	36	100

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité

* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage

* minimum order quantity / delivery time upon request

* quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande



sinus-XL Flex

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Open-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-XL Flex

- Selfexpanding nitinol stent
- Open-cell design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip


sinus-XL Flex

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules ouvertes
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-XL Flex

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose	Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
7414-01-8040	10	.035	14	40
7414-01-8060	10	.035	14	60
7414-01-8080	10	.035	14	80
7414-01-8100	10	.035	14	100
7414-01-8120	10	.035	14	120
7414-01-8150	10	.035	14	150
7416-01-8040	10	.035	16	40
7416-01-8060	10	.035	16	60
7416-01-8080	10	.035	16	80
7416-01-8100	10	.035	16	100
7416-01-8120	10	.035	16	120
7416-01-8150	10	.035	16	150
7418-01-8040	10	.035	18	40
7418-01-8060	10	.035	18	60
7418-01-8080	10	.035	18	80
7418-01-8100	10	.035	18	100
7418-01-8120	10	.035	18	120
7418-01-8160	10	.035	18	160
7420-01-8040	10	.035	20	40
7420-01-8060	10	.035	20	60
7420-01-8080	10	.035	20	80
7420-01-8100	10	.035	20	100
7420-01-8120	10	.035	20	120
7420-01-8150	10	.035	20	150
7422-01-8060	10	.035	22	60
7422-01-8080	10	.035	22	80
7422-01-8100	10	.035	22	100
7422-01-8120	10	.035	22	120
7422-01-8150	10	.035	22	150
7424-01-8040	10	.035	24	40
7424-01-8060	10	.035	24	60
7424-01-8080	10	.035	24	80
7424-01-8100	10	.035	24	100
7424-01-8120	10	.035	24	120
7424-01-8160	10	.035	24	160

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité


sinus-XL 6F

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Closed-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Anti-Jump-Technik
- Repo-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-XL 6F


- Selfexpanding nitinol stent
- Closed-cell design
- Radiopaque markers
- Anti-jump-technique
- Repo-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip

sinus-XL 6F

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules fermées
- Repères radio-opaques
- Mécanisme anti-jump
- Technique de repositionnement
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-XL 6F

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks <i>order code - length of application device</i> <i>référence - longueur système de pose</i>	Applikationsbesteck <i>application device</i> <i>kit d'application</i>	Führungsdraht <i>guide wire</i> <i>fil-guide</i>	Stent	Stent Länge <i>stent length</i> <i>stent longueur</i>
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
7314-6030	6	.035	14	30
7314-6040	6	.035	14	40
7314-6060	6	.035	14	60
7314-6080	6	.035	14	80
7314-6100	6	.035	14	100
7316-6030	6	.035	16	30
7316-6040	6	.035	16	40
7316-6060	6	.035	16	60
7316-6080	6	.035	16	80
7316-6100	6	.035	16	100
Verpackungseinheit: 1 Stück <i>box: 1 unit</i> <i>conditionnement : 1 unité</i>				


sinus-Repo Visual 6F

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Closed-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Repo-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-Repo Visual 6F

- Selfexpanding nitinol stent
- Closed-cell design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Repo-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip


sinus-Repo Visual 6F

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules fermées
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Technique de repositionnement
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-Repo-Visual 6F

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose		Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
75 cm	120 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
6306-6030	6306-7030	6	.035	6	30
6306-6040	6306-7040	6	.035	6	40
6306-6060	6306-7060	6	.035	6	60
6306-6080	6306-7080	6	.035	6	80
6307-6020	6307-7020	6	.035	7	20
6307-6030	6307-7030	6	.035	7	30
6307-6040	6307-7040	6	.035	7	40
6307-6060	6307-7060	6	.035	7	60
6307-6080	6307-7080	6	.035	7	80
6308-6020	6308-7020	6	.035	8	20
6308-6030	6308-7030	6	.035	8	30
6308-6040	6308-7040	6	.035	8	40
6308-6060	6308-7060	6	.035	8	60
6308-6080	6308-7080	6	.035	8	80
6309-6030	6309-7030	6	.035	9	30
6309-6040	6309-7040	6	.035	9	40
6309-6060	6309-7060	6	.035	9	60
6309-6080	6309-7080	6	.035	9	80
6310-6030	6310-7030	6	.035	10	30
6310-6040	6310-7040	6	.035	10	40
6310-6060	6310-7060	6	.035	10	60
6310-6080	6310-7080	6	.035	10	80
6312-6030	6312-7030	6	.035	12	30
6312-6040	6312-7040	6	.035	12	40
6312-6060	6312-7060	6	.035	12	60
6314-6040	6314-7040	6	.035	14	40
6314-6060	6314-7060	6	.035	14	60
6314-6080	6314-7080	6	.035	14	80
6314-6100	6314-7100	6	.035	14	100

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité

**sinus-SuperFlex-635**

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Hybrid Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-SuperFlex-635

- Selfexpanding nitinol stent
- Hybrid design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip


sinus-SuperFlex-635

- Stent autoexpansible en nitinol
- Hybride design
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-SuperFlex-635

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks <i>order code - length of application device</i> <i>référence - longueur système de pose</i>		Applikationsbesteck <i>application device</i> <i>kit d'application</i>	Führungsdraht <i>guide wire</i> <i>fil-guide</i>	Stent	Stent Länge <i>stent length</i> <i>stent longueur</i>
75 cm	120 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
8606-6030	8606-7030	6	.035	6	30
8606-6040	8606-7040	6	.035	6	40
8606-6060	8606-7060	6	.035	6	60
8606-6080	8606-7080	6	.035	6	80
8606-6100	8606-7100	6	.035	6	100
8606-6120	8606-7120	6	.035	6	120
8606-6150	8606-7150	6	.035	6	150
8607-6030	8607-7030	6	.035	7	30
8607-6040	8607-7040	6	.035	7	40
8607-6060	8607-7060	6	.035	7	60
8607-6080	8607-7080	6	.035	7	80
8607-6100	8607-7100	6	.035	7	100
8607-6120	8607-7120	6	.035	7	120
8607-6150	8607-7150	6	.035	7	150
8608-6030	8608-7030	6	.035	8	30
8608-6040	8608-7040	6	.035	8	40
8608-6060	8608-7060	6	.035	8	60
8608-6080	8608-7080	6	.035	8	80
8608-6100	8608-7100	6	.035	8	100
8608-6120	8608-7120	6	.035	8	120
8608-6150	8608-7150	6	.035	8	150
8609-6030	8609-7030	6	.035	9	30
8609-6040	8609-7040	6	.035	9	40
8609-6060	8609-7060	6	.035	9	60
8609-6080	8609-7080	6	.035	9	80
8609-6100	8609-7100	6	.035	9	100
8609-6120	8609-7120	6	.035	9	120
8610-6030	8610-7030	6	.035	10	30
8610-6040	8610-7040	6	.035	10	40
8610-6060	8610-7060	6	.035	10	60
8610-6080	8610-7080	6	.035	10	80
8610-6100	8610-7100	6	.035	10	100
8610-6120	8610-7120	6	.035	10	120
8612-6040	8612-7040	6	.035	12	40
8612-6060	8612-7060	6	.035	12	60
8612-6080	8612-7080	6	.035	12	80
8612-6100	8612-7100	6	.035	12	100
8612-6120	8612-7120	6	.035	12	120

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité


sinus-SuperFlex-535

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Open-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Entfernbare Innenkatheter

sinus-SuperFlex-535

- Selfexpanding nitinol stent
- Open-cell design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Removable inner catheter


sinus-SuperFlex-535

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules ouvertes
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Cathéter interne amovible

sinus-SuperFlex-535

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose		Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
75 cm	120 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
6104-6030	6104-7030	5	.035	4	30
6104-6040	6104-7040	5	.035	4	40
6104-6060	6104-7060	5	.035	4	60
6104-6080	6104-7080	5	.035	4	80
6105-6030	6105-7030	5	.035	5	30
6105-6040	6105-7040	5	.035	5	40
6105-6060	6105-7060	5	.035	5	60
6105-6080	6105-7080	5	.035	5	80
6106-6020	6106-7020	5	.035	6	20
6106-6030	6106-7030	5	.035	6	30
6106-6040	6106-7040	5	.035	6	40
6106-6060	6106-7060	5	.035	6	60
6106-6080	6106-7080	5	.035	6	80
6107-6020	6107-7020	5	.035	7	20
6107-6030	6107-7030	5	.035	7	30
6107-6040	6107-7040	5	.035	7	40
6107-6060	6107-7060	5	.035	7	60
6107-6080	6107-7080	5	.035	7	80
6108-6020	6108-7020	5	.035	8	20
6108-6030	6108-7030	5	.035	8	30
6108-6040	6108-7040	5	.035	8	40
6108-6060	6108-7060	5	.035	8	60
6108-6080	6108-7080	5	.035	8	80
6109-6020	6109-7020	5	.035	9	20
6109-6030	6109-7030	5	.035	9	30
6109-6040	6109-7040	5	.035	9	40
6109-6060	6109-7060	5	.035	9	60
6109-6080	6109-7080	5	.035	9	80
6110-6020	6110-7020	5	.035	10	20
6110-6030	6110-7030	5	.035	10	30
6110-6040	6110-7040	5	.035	10	40
6110-6060	6110-7060	5	.035	10	60
6110-6080	6110-7080	5	.035	10	80

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité



Tentos 4F

- Größte Auswahl an 4F-Stent-Größen
- Leicht zu bedienende Pullback-Freisetzung
- Angepasste Radialkraft (COF - Chronic Outward Force)
- Große Tantalmarker für verbesserte Röntgensichtbarkeit

Tentos 4F

- Largest selection of 4F stent sizes
- Easy to use pull back release
- Adjusted radial force (COF - Chronic Outward Force)
- Large tantalum markers for improved x-ray visibility

Tentos 4F

- Le plus grand choix de tailles de stents 4F
- Déverrouillage facile à utiliser
- Force radiale ajustée (COF - Force extérieure chronique)
- Grands marqueurs en tantale pour une meilleure visibilité aux rayons X

Tentos 4F

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose		Applikationsbesteck application device kit d'application	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
85 cm	135 cm	Ø / F	Ø / mm	mm
7603-6020	7603-7020	4	3	20
7604-6020	7604-7020	4	4	20
7605-6020	7605-7020	4	5	20
7606-6020	7606-7020	4	6	20
7607-6020	7607-7020	4	7	20
7608-6020	7608-7020	4	8	20
7603-6030	7603-7030	4	3	30
7604-6030	7604-7030	4	4	30
7605-6030	7605-7030	4	5	30
7606-6030	7606-7030	4	6	30
7607-6030	7607-7030	4	7	30
7608-6030	7608-7030	4	8	30
7603-6040	7603-7040	4	3	40
7604-6040	7604-7040	4	4	40
7605-6040	7605-7040	4	5	40
7606-6040	7606-7040	4	6	40
7607-6040	7607-7040	4	7	40
7608-6040	7608-7040	4	8	40
7603-6060	7603-7060	4	3	60
7604-6060	7604-7060	4	4	60
7605-6060	7605-7060	4	5	60
7606-6060	7606-7060	4	6	60
7607-6060	7607-7060	4	7	60
7608-6060	7608-7060	4	8	60
7603-6080	7603-7080	4	3	80
7604-6080	7604-7080	4	4	80
7605-6080	7605-7080	4	5	80
7606-6080	7606-7080	4	6	80
7607-6080	7607-7080	4	7	80
7608-6080	7608-7080	4	8	80
7603-6100	7603-7100	4	3	100
7604-6100	7604-7100	4	4	100
7605-6100	7605-7100	4	5	100
7606-6100	7606-7100	4	6	100
7607-6100	7607-7100	4	7	100
7608-6100	7608-7100	4	8	100
7605-6120	7605-7120	4	5	120
7606-6120	7606-7120	4	6	120
7607-6120	7607-7120	4	7	120
7608-6120	7608-7120	4	8	120
7605-6150	7605-7150	4	5	150
7606-6150	7606-7150	4	6	150
7607-6150	7607-7150	4	7	150
7608-6150	7608-7150	4	8	150
7605-6170	7605-7170	4	5	170
7606-6170	7606-7170	4	6	170
7607-6170	7607-7170	4	7	170
7608-6170	7608-7170	4	8	170

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité


sinus-SuperFlex-DS

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Open-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-SuperFlex-DS

- Selfexpanding nitinol stent
- Open-cell design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip


sinus-SuperFlex-DS

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules ouvertes
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-SuperFlex-DS

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose	Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
85 cm	Ø / F	max. Ø / inch	Ø / mm	mm
8804-2012	4	.018	4	12
8804-2015	4	.018	4	15
8804-2018	4	.018	4	18
8804-2020	4	.018	4	20
8804-2022	4	.018	4	22
8804-2024	4	.018	4	24
8805-2012	4	.018	5	12
8805-2015	4	.018	5	15
8805-2018	4	.018	5	18
8805-2020	4	.018	5	20
8805-2022	4	.018	5	22
8805-2024	4	.018	5	24
8806-2012	4	.018	6	12
8806-2015	4	.018	6	15
8806-2018	4	.018	6	18
8806-2020	4	.018	6	20
8806-2022	4	.018	6	22
8806-2024	4	.018	6	24
8807-2012	4	.018	7	12
8807-2015	4	.018	7	15
8807-2018	4	.018	7	18
8807-2020	4	.018	7	20
8807-2022	4	.018	7	22
8807-2024	4	.018	7	24
8808-2012	4	.018	8	12
8808-2015	4	.018	8	15
8808-2018	4	.018	8	18
8808-2020	4	.018	8	20
8808-2022	4	.018	8	22
8808-2024	4	.018	8	24
8809-2015	4	.018	9	15
8809-2020	4	.018	9	20
8809-2022	4	.018	9	22
8809-2024	4	.018	9	24

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité



NyloTrack +

- Konfigurationsoptionen für OTW, Doppel- und Koaxiallumenschaf
- Optimierte Faltbarkeit für niedriges Ballonprofil
- Hydrophile Beschichtung für bessere Gleitfähigkeit
- Hervorragender Vorschub bei der Navigation durch gewundene Gefäße (Interne Prüfung)
- Schlankes, konisches atraumatisches Spitzendesign für höhere Flexibilität

NyloTrack +

- OTW, dual & Coaxial Lumen Shaft configuration options
- Optimized folding process for low balloon profile
- Hydrophilic coating for enhanced trackability
- Excellent pushability to navigate through tortuous vasculature (internal testing)
- Slender tapered and atraumatic tip design for higher flexibility

NyloTrack +

- Options de configuration de l'axe d'entrée OTW, double et coaxial
- Processus de pliage optimisé pour ballonnet à profil bas
- Revêtement hydrophile pour un passage facilité
- Excellente capacité de poussée permettant le passage dans des vaisseaux tortueux (Tests réalisés en interne)
- Pointe atraumatique effilée de forme conique pour une flexibilité accrue

NyloTrack + 14

Katheterlänge 120 cm Catheter length 120 cm Cathéter 120 cm


Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet				Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	bar
OP-PD051_50-20S				4	1.5	8	16
	OP-PD052_00-40S	OP-PD052_00-60S	OP-PD052_00-80S	4	2	8	14
	OP-PD052_50-40S	OP-PD052_50-60S	OP-PD052_50-80S	4	2.5	8	14
	OP-PD053_00-40S	OP-PD053_00-60S	OP-PD053_00-80S	4	3	8	14
	OP-PD053_50-40S	OP-PD053_50-60S	OP-PD053_50-80S	4	3.5	8	14
	OP-PD054_00-40S	OP-PD054_00-60S	OP-PD054_00-80S	4	4	8	14
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	bar
OP-PD052_00-100S	OP-PD052_00-120S	OP-PD052_00-150S	OP-PD052_00-200S	4	2	6	14
OP-PD052_50-100S	OP-PD052_50-120S	OP-PD052_50-150S	OP-PD052_50-200S	4	2.5	6	12
OP-PD053_00-100S	OP-PD053_00-120S	OP-PD053_00-150S	OP-PD053_00-200S	4	3	6	12
OP-PD053_50-100S	OP-PD053_50-120S	OP-PD053_50-150S	OP-PD053_50-200S	4	3.5	6	12
OP-PD054_00-100S	OP-PD054_00-120S	OP-PD054_00-150S	OP-PD054_00-200S	4	4	6	12
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

Katheterlänge 150 cm Catheter length 150 cm Cathéter 150 cm

Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet				Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	bar
OP-PC051_50-20S				4	1.5	8	16
	OP-PC052_00-40S	OP-PC052_00-60S	OP-PC052_00-80S	4	2	8	14
	OP-PC052_50-40S	OP-PC052_50-60S	OP-PC052_50-80S	4	2.5	8	14
	OP-PC053_00-40S	OP-PC053_00-60S	OP-PC053_00-80S	4	3	8	14
	OP-PC053_50-40S	OP-PC053_50-60S	OP-PC053_50-80S	4	3.5	8	14
	OP-PC054_00-40S	OP-PC054_00-60S	OP-PC054_00-80S	4	4	8	14
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	bar
OP-PC052_00-100S	OP-PC052_00-120S	OP-PC052_00-150S	OP-PC052_00-200S	4	2	6	14
OP-PC052_50-100S	OP-PC052_50-120S	OP-PC052_50-150S	OP-PC052_50-200S	4	2.5	6	12
OP-PC053_00-100S	OP-PC053_00-120S	OP-PC053_00-150S	OP-PC053_00-200S	4	3	6	12
OP-PC053_50-100S	OP-PC053_50-120S	OP-PC053_50-150S	OP-PC053_50-200S	4	3.5	6	12
OP-PC054_00-100S	OP-PC054_00-120S	OP-PC054_00-150S	OP-PC054_00-200S	4	4	6	12
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							



NyloTrack +

NyloTrack +

NyloTrack +

NyloTrack + 18

Katheterlänge 120 cm Catheter length 120 cm Cathéter 120 cm

Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet			Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PD062_00-40S	OP-PD062_00-60S	OP-PD062_00-80S	4	2	8	14
OP-PD062_50-40S	OP-PD062_50-60S	OP-PD062_50-80S	4	2.5	8	14
OP-PD063_00-40S	OP-PD063_00-60S	OP-PD063_00-80S	4	3	8	14
OP-PD063_50-40S	OP-PD063_50-60S	OP-PD063_50-80S	4	3.5	8	14
OP-PD064_00-40S	OP-PD064_00-60S	OP-PD064_00-80S	4	4	8	14
OP-PD065_00-40S	OP-PD065_00-60S	OP-PD065_00-80S	5	5	8	14
OP-PD065_50-40S	OP-PD065_50-60S	OP-PD065_50-80S	5	5.5	8	14
OP-PD066_00-40S	OP-PD066_00-60S	OP-PD066_00-80S	5	6	8	14
OP-PD067_00-40S			5	7	8	13

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PD062_00-100S	OP-PD062_00-120S	OP-PD062_00-150S	OP-PD062_00-200S	4	2	6	14
OP-PD062_50-100S	OP-PD062_50-120S	OP-PD062_50-150S	OP-PD062_50-200S	4	2.5	6	12
OP-PD063_00-100S	OP-PD063_00-120S	OP-PD063_00-150S	OP-PD063_00-200S	4	3	6	12
OP-PD063_50-100S	OP-PD063_50-120S	OP-PD063_50-150S	OP-PD063_50-200S	4	3.5	6	12
OP-PD064_00-100S	OP-PD064_00-120S	OP-PD064_00-150S	OP-PD064_00-200S	4	4	6	12
OP-PD065_00-100S	OP-PD065_00-120S	OP-PD065_00-150S	OP-PD065_00-200S	5	5	6	12
OP-PD065_50-100S	OP-PD065_50-120S	OP-PD065_50-150S	OP-PD065_50-200S	5	5.5	6	12
OP-PD066_00-100S	OP-PD066_00-120S	OP-PD066_00-150S	OP-PD066_00-200S	5	6	6	12

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité


Katheterlänge 150 cm Catheter length 150 cm Cathéter 150 cm

Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet			Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PC062_00-40S	OP-PC062_00-60S	OP-PC062_00-80S	4	2	8	14
OP-PC062_50-40S	OP-PC062_50-60S	OP-PC062_50-80S	4	2.5	8	14
OP-PC063_00-40S	OP-PC063_00-60S	OP-PC063_00-80S	4	3	8	14
OP-PC063_50-40S	OP-PC063_50-60S	OP-PC063_50-80S	4	3.5	8	14
OP-PC064_00-40S	OP-PC064_00-60S	OP-PC064_00-80S	4	4	8	14
OP-PC065_00-40S	OP-PC065_00-60S	OP-PC065_00-80S	5	5	8	14
OP-PC065_50-40S	OP-PC065_50-60S	OP-PC065_50-80S	5	5.5	8	14
OP-PC066_00-40S	OP-PC066_00-60S	OP-PC066_00-80S	5	6	8	14
OP-PC067_00-40S			5	7	8	13

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PC062_00-100S	OP-PC062_00-120S	OP-PC062_00-150S	OP-PC062_00-200S	4	2	6	14
OP-PC062_50-100S	OP-PC062_50-120S	OP-PC062_50-150S	OP-PC062_50-200S	4	2.5	6	12
OP-PC063_00-100S	OP-PC063_00-120S	OP-PC063_00-150S	OP-PC063_00-200S	4	3	6	12
OP-PC063_50-100S	OP-PC063_50-120S	OP-PC063_50-150S	OP-PC063_50-200S	4	3.5	6	12
OP-PC064_00-100S	OP-PC064_00-120S	OP-PC064_00-150S	OP-PC064_00-200S	4	4	6	12
OP-PC065_00-100S	OP-PC065_00-120S	OP-PC065_00-150S	OP-PC065_00-200S	5	5	6	12
OP-PC065_50-100S	OP-PC065_50-120S	OP-PC065_50-150S	OP-PC065_50-200S	5	5.5	6	12
OP-PC066_00-100S	OP-PC066_00-120S	OP-PC066_00-150S	OP-PC066_00-200S	5	6	6	12

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité



NyloTrack +

NyloTrack +

NyloTrack +

NyloTrack + 35

Katheterlänge 80 cm Catheter length 80 cm Cathéter 80 cm


Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet				Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PA033_00-20S	OP-PA033_00-40S	OP-PA033_00-60S	OP-PA033_00-80S	5	3	8	14
OP-PA034_00-20S	OP-PA034_00-40S	OP-PA034_00-60S	OP-PA034_00-80S	5	4	8	14
OP-PA035_00-20S	OP-PA035_00-40S	OP-PA035_00-60S	OP-PA035_00-80S	5	5	8	14
OP-PA036_00-20S	OP-PA036_00-40S	OP-PA036_00-60S	OP-PA036_00-80S	5	6	8	14
OP-PA037_00-20S	OP-PA037_00-40S	OP-PA037_00-60S	OP-PA037_00-80S	5	7	8	13
OP-PA038_00-20S	OP-PA038_00-40S	OP-PA038_00-60S	OP-PA038_00-80S	6	8	8	12
OP-PA039_00-20S	OP-PA039_00-40S	OP-PA039_00-60S	OP-PA039_00-80S	6	9	8	12
OP-PA0310_00-20S	OP-PA0310_00-40S	OP-PA0310_00-60S	OP-PA0310_00-80S	7	10	6	10
OP-PA0312_00-20S	OP-PA0312_00-40S	OP-PA0312_00-60S	OP-PA0312_00-80S	7	12	6	10
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PA034_00-100S	OP-PA034_00-120S	OP-PA034_00-150S	OP-PA034_00-200S	5	4	6	12
OP-PA035_00-100S	OP-PA035_00-120S	OP-PA035_00-150S	OP-PA035_00-200S	5	5	6	12
OP-PA036_00-100S	OP-PA036_00-120S	OP-PA036_00-150S	OP-PA036_00-200S	6	6	6	12
OP-PA037_00-100S	OP-PA037_00-120S	OP-PA037_00-150S	OP-PA037_00-200S	6	7	6	10
OP-PA038_00-100S	OP-PA038_00-120S	OP-PA038_00-150S	OP-PA038_00-200S	7	8	5	10
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

Katheterlänge 130 cm Catheter length 130 cm Cathéter 130 cm

Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet				Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PB033_00-20S	OP-PB033_00-40S	OP-PB033_00-60S	OP-PB033_00-80S	5	3	8	14
OP-PB034_00-20S	OP-PB034_00-40S	OP-PB034_00-60S	OP-PB034_00-80S	5	4	8	14
OP-PB035_00-20S	OP-PB035_00-40S	OP-PB035_00-60S	OP-PB035_00-80S	5	5	8	14
OP-PB036_00-20S	OP-PB036_00-40S	OP-PB036_00-60S	OP-PB036_00-80S	5	6	8	14
OP-PB037_00-20S	OP-PB037_00-40S	OP-PB037_00-60S	OP-PB037_00-80S	5	7	8	13
OP-PB038_00-20S	OP-PB038_00-40S	OP-PB038_00-60S	OP-PB038_00-80S	6	8	8	12
OP-PB039_00-20S	OP-PB039_00-40S	OP-PB039_00-60S	OP-PB039_00-80S	6	9	8	12
OP-PB0310_00-20S	OP-PB0310_00-40S	OP-PB0310_00-60S	OP-PB0310_00-80S	7	10	6	10
OP-PB0312_00-20S	OP-PB0312_00-40S	OP-PB0312_00-60S	OP-PB0312_00-80S	7	12	6	10
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PB034_00-100S	OP-PB034_00-120S	OP-PB034_00-150S	OP-PB034_00-200S	5	4	6	12
OP-PB035_00-100S	OP-PB035_00-120S	OP-PB035_00-150S	OP-PB035_00-200S	5	5	6	12
OP-PB036_00-100S	OP-PB036_00-120S	OP-PB036_00-150S	OP-PB036_00-200S	6	6	6	12
OP-PB037_00-100S	OP-PB037_00-120S	OP-PB037_00-150S	OP-PB037_00-200S	6	7	6	10
OP-PB038_00-100S	OP-PB038_00-120S	OP-PB038_00-150S	OP-PB038_00-200S	7	8	5	10
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							



NyloTrack +

NyloTrack +


NyloTrack +

NyloTrack + 35

Katheterlänge 150 cm Catheter length 150 cm Cathéter 150 cm

Bestell-Nr. - Ballonlänge order code - balloon length référence - longueur du ballonnet				Applikationsbesteck application device kit d'application	Ballon balloon ballonnet	Arbeitsdruck nominal pressure pression de service	Berstdruck rated burst pressure pression d'éclatement
20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PC033_00-20S	OP-PC033_00-40S	OP-PC033_00-60S	OP-PC033_00-80S	5	3	8	14
OP-PC034_00-20S	OP-PC034_00-40S	OP-PC034_00-60S	OP-PC034_00-80S	5	4	8	14
OP-PC035_00-20S	OP-PC035_00-40S	OP-PC035_00-60S	OP-PC035_00-80S	5	5	8	14
OP-PC036_00-20S	OP-PC036_00-40S	OP-PC036_00-60S	OP-PC036_00-80S	5	6	8	14
OP-PC037_00-20S	OP-PC037_00-40S	OP-PC037_00-60S	OP-PC037_00-80S	5	7	8	13
OP-PC038_00-20S	OP-PC038_00-40S	OP-PC038_00-60S	OP-PC038_00-80S	6	8	8	12
OP-PC039_00-20S	OP-PC039_00-40S	OP-PC039_00-60S	OP-PC039_00-80S	6	9	8	12
OP-PC0310_00-20S	OP-PC0310_00-40S	OP-PC0310_00-60S	OP-PC0310_00-80S	7	10	6	10
OP-PC0312_00-20S	OP-PC0312_00-40S	OP-PC0312_00-60S	OP-PC0312_00-80S	7	12	6	10
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							

100 mm	120 mm	150 mm	200 mm	Ø / F	Ø / mm	(atm)	(atm)
OP-PC034_00-100S	OP-PC034_00-120S	OP-PC034_00-150S	OP-PC034_00-200S	5	4	6	12
OP-PC035_00-100S	OP-PC035_00-120S	OP-PC035_00-150S	OP-PC035_00-200S	5	5	6	12
OP-PC036_00-100S	OP-PC036_00-120S	OP-PC036_00-150S	OP-PC036_00-200S	6	6	6	12
OP-PC037_00-100S	OP-PC037_00-120S	OP-PC037_00-150S	OP-PC037_00-200S	6	7	6	10
OP-PC038_00-100S	OP-PC038_00-120S	OP-PC038_00-150S	OP-PC038_00-200S	7	8	5	10
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité							


BigLumen Absaugkatheter

- Perkutane Aspirationstherapie
- Absaugkatheter gerade
- Material: Nylon

BigLumen aspiration catheter


- Percutaneous aspirationthrombectomy
- Aspiration catheter straight
- Material: nylon

BigLumen, cathéter d'aspiration

- Thrombectomie percutanée par aspiration
- Cathéter d'aspiration droit
- Matériel: nylon

BigLumen aspiration catheter

Bestell-Nr. order code référence	Länge <i>length</i> <i>longueur</i>	Ø	Innendurchmesser <i>inner diameter</i> <i>diamètre intérieur</i>
	cm	F	Ø / mm
1720-0100	100	5	1,25
1720-0120	120		
1720-1070	70	6	1,48
1720-1100	100		
1720-2090	90	7	1,64
1720-2100	100		
1720-3080	80	8	1,88
1720-3100	100		
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>			



Epsylar

- Multi-Durometer-Schleuse
- Abnehmbares hämostatisches Ventil
- Arydo-Valve und abnehmbaren 3-Wege-Hahn
- Dilatator

Epsylar


- Multi-durometer sheath
- Removable haemostatic valve
- Arydo-Valve and removable 3-way stop cock
- Dilator

Epsylar

- gaine à rigidité progressive
- Value hémostatique amovible
- Arydo valve et robinet 3 voies amovible
- Dilatateur

Epsylar

2,5 mm (0.098")  1,9 mm (0.075")	2,8 mm (0.110")  2,2 mm (0.087")	3,1 mm (0.122")  2,5 mm (0.098")	3,5 mm (0.138")  2,9 mm (0.114")	Länge length longueur
Ø / 5F	Ø / 6F	Ø / 7F	Ø / 8F	cm
1224-0545	1224-0645	1224-0745	1224-0845	45
-	1224-0665	1224-0765	1224-0865	65
1224-0590	1224-0690	1224-0790	-	90
1224-0512	-	-	-	120
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht Adapted to .035 inch guide wire Adapté au fil-guide de .035 inch				
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité				



Chiba Nadeln

- Version 1: 2-teilig, US-Schliff
- Version 2: 2-teilig, Schrägschliff

Chiba needles

- Version 1: 2-part, US-cut
- Version 2: 2-part, bevel-edged

Aiguilles de Chiba

- Version 1: en 2 parties, pointe US
- Version 2: en 2 parties, pointe biseautée

Chiba needles

Chiba Nadel - US-Schliff <i>Chiba needle - US-cut</i> <i>aiguille de Chiba - pointe US</i>	Chiba Nadel - Schrägschliff <i>Chiba needle - bevel-edged</i> <i>aiguille de Chiba - pointe biseautée</i>	Ø		Länge <i>length</i> <i>longueur</i>
①	②	mm	G	mm
1413-1090	-	0,7	22	90
1413-1150	1411-1150			150
1413-1220	1411-1220			220
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>				



Angiographienadeln

- einteilig, Hohlstilet, US-Schliff

Angiography needles

- 1-part, hollow stylet, US-cut

Aiguilles d'angiographie



- en 1 partie, stylet creux, coupe US

Angiography needles

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Ø		Länge <i>length</i> <i>longueur</i>	adaptiert auf Führungsdraht <i>adapted to guide wire</i> <i>adapté au fil-guide</i>
	mm	G	mm	inch
1201-1200	1,2	18	70	.035 / .038
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>				


Venös

VENOUS - VEINEUX



Vaskuläre Interventionen - *Vascular interventions* - *Interventions vasculaires* venös - *venous* - *veineux*

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Venöse Stents		<i>Venous stents</i>		<i>Stents veineux</i>	
• sinus-Obliquus	28	• sinus-Obliquus	28	• sinus-Obliquus	28
• sinus-Venous	29	• sinus-Venous	29	• sinus-Venous	29
• sinus-XL	30	• sinus-XL	30	• sinus-XL	30
• sinus-XL Flex	31	• sinus-XL Flex	31	• sinus-XL Flex	31
• sinus-XL 6F	32	• sinus-XL 6F	32	• sinus-XL 6F	32
Katheter		<i>Catheter</i>		<i>Cathéter</i>	
• BigLumen Absaugkatheter	33	• <i>BigLumen aspiration catheter</i>	33	• <i>BigLumen, cathéter d'aspiration</i>	33
Schleusen		<i>Sheaths</i>		<i>Introducteurs</i>	
• Epsylar	34	• <i>Epsylar</i>	34	• <i>Epsylar</i>	34
Punktionsnadeln		<i>Puncture needles</i>		<i>Aiguilles de ponction</i>	
• Chiba Nadeln	35	• <i>Chiba needles</i>	35	• <i>Aiguilles de Chiba</i>	35
• Angiographienadeln	35	• <i>Angiography needles</i>	35	• <i>Aiguilles d'angiographie</i>	35



sinus-Obliquus

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Hybrid-Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Repo-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-Obliquus


- Selfexpanding nitinol stent
- Hybrid-design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Repo-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip

sinus-Obliquus

- Stent autoexpansible en nitinol
- Hybride design
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Technique de repositionnement
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-Obliquus

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose	Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
8414-01-8080	10	.035	14	80
8414-01-8100	10	.035	14	100
8414-01-8150	10	.035	14	150
8416-01-8080	10	.035	16	80
8416-01-8100	10	.035	16	100
8416-01-8150	10	.035	16	150
8418-01-8100	10	.035	18	100
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité				

**sinus-Venous**

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Hybrid-Design
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-Venous


- Selfexpanding nitinol stent
- Hybrid-design
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip

sinus-Venous

- Stent autoexpansible en nitinol
- Hybride design
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-Venous

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks <i>order code - length of application device</i> <i>référence - longueur système de pose</i>	Applikationsbesteck <i>application device</i> <i>kit d'application</i>	Führungsdraht <i>guide wire</i> <i>fil-guide</i>	Stent	Stent Länge <i>stent length</i> <i>stent longueur</i>
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
8710-01-8060	10	.035	10	60
8710-01-8080	10	.035	10	80
8710-01-8100	10	.035	10	100
8710-01-8120	10	.035	10	120
8710-01-8150	10	.035	10	150
8712-01-8060	10	.035	12	60
8712-01-8080	10	.035	12	80
8712-01-8100	10	.035	12	100
8712-01-8120	10	.035	12	120
8712-01-8150	10	.035	12	150
8714-01-8060	10	.035	14	60
8714-01-8080	10	.035	14	80
8714-01-8100	10	.035	14	100
8714-01-8120	10	.035	14	120
8714-01-8150	10	.035	14	150
8716-01-8060	10	.035	16	60
8716-01-8080	10	.035	16	80
8716-01-8100	10	.035	16	100
8716-01-8120	10	.035	16	120
8716-01-8150	10	.035	16	150
8718-01-8060	10	.035	18	60
8718-01-8080	10	.035	18	80
8718-01-8100	10	.035	18	100
8718-01-8120	10	.035	18	120
8718-01-8150	10	.035	18	150
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité				



sinus-XL

- f
- Closed-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-XL

- Selfexpanding nitinol stent
- Closed-cell design
- Radiopaque markers
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip

sinus-XL

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules fermées
- Repères radio-opaques
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-XL


Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose	Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
7316-01-8030	10	.035	16	30
7316-01-8040	10	.035	16	40
7316-01-8060	10	.035	16	60
7316-01-8080	10	.035	16	80
7316-01-8100	10	.035	16	100
7318-01-8030	10	.035	18	30
7318-01-8040	10	.035	18	40
7318-01-8060	10	.035	18	60
7318-01-8080	10	.035	18	80
7318-01-8100	10	.035	18	100
7320-01-8030	10	.035	20	30
7320-01-8040	10	.035	20	40
7320-01-8060	10	.035	20	60
7320-01-8080	10	.035	20	80
7320-01-8100	10	.035	20	100
7322-01-8030	10	.035	22	30
7322-01-8040	10	.035	22	40
7322-01-8060	10	.035	22	60
7322-01-8080	10	.035	22	80
7322-01-8100	10	.035	22	100
7324-01-8030	10	.035	24	30
7324-01-8040	10	.035	24	40
7324-01-8060	10	.035	24	60
7324-01-8080	10	.035	24	80
7324-01-8100	10	.035	24	100
7326-01-8030*	10	.035	26	30
7326-01-8040	10	.035	26	40
7326-01-8060	10	.035	26	60
7326-01-8080	10	.035	26	80
7326-01-8100*	10	.035	26	100
7328-01-8030	10	.035	28	30
7328-01-8040	10	.035	28	40
7328-01-8060	10	.035	28	60
7328-01-8080	10	.035	28	80
7328-01-8100	10	.035	28	100
7330-01-8040	10	.035	30	40
7330-01-8060	10	.035	30	60
7330-01-8080*	10	.035	30	80
7330-01-8100*	10	.035	30	100
7332-01-8040	10	.035	32	40
7332-01-8060	10	.035	32	60
7332-01-8080*	10	.035	32	80
7332-01-8100*	10	.035	32	100
7334-01-8040	10	.035	34	40
7334-01-8060	10	.035	34	60
7334-01-8080	10	.035	34	80
7334-01-8100	10	.035	34	100
7336-01-8040	10	.035	36	40
7336-01-8060	10	.035	36	60
7336-01-8080	10	.035	36	80
7336-01-8100	10	.035	36	100

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement: 1 unité

* Mindestbestellmenge / Lieferzeit auf Anfrage

* minimum order quantity / delivery time upon request

* quantité minimum de commande / délai de livraison sur demande

**sinus-XL Flex**

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Open-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Elektropolitur
- Anti-Jump-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-XL Flex

- Selfexpanding nitinol stent
- Open-cell design
- Radiopaque markers
- Electro-polishing
- Anti-jump-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip


sinus-XL Flex

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules ouvertes
- Repères radio-opaques
- Polissage électrolytique
- Mécanisme anti-jump
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-XL Flex

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks <i>order code - length of application device</i> <i>référence - longueur système de pose</i>	Applikationsbesteck <i>application device</i> <i>kit d'application</i>	Führungsdraht <i>guide wire</i> <i>fil-guide</i>	Stent	Stent Länge <i>stent length</i> <i>stent longueur</i>
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
7414-01-8040	10	.035	14	40
7414-01-8060	10	.035	14	60
7414-01-8080	10	.035	14	80
7414-01-8100	10	.035	14	100
7414-01-8120	10	.035	14	120
7414-01-8150	10	.035	14	150
7416-01-8040	10	.035	16	40
7416-01-8060	10	.035	16	60
7416-01-8080	10	.035	16	80
7416-01-8100	10	.035	16	100
7416-01-8120	10	.035	16	120
7416-01-8150	10	.035	16	150
7418-01-8040	10	.035	18	40
7418-01-8060	10	.035	18	60
7418-01-8080	10	.035	18	80
7418-01-8100	10	.035	18	100
7418-01-8120	10	.035	18	120
7418-01-8160	10	.035	18	160
7420-01-8040	10	.035	20	40
7420-01-8060	10	.035	20	60
7420-01-8080	10	.035	20	80
7420-01-8100	10	.035	20	100
7420-01-8120	10	.035	20	120
7420-01-8150	10	.035	20	150
7422-01-8060	10	.035	22	60
7422-01-8080	10	.035	22	80
7422-01-8100	10	.035	22	100
7422-01-8120	10	.035	22	120
7422-01-8150	10	.035	22	150
7424-01-8040	10	.035	24	40
7424-01-8060	10	.035	24	60
7424-01-8080	10	.035	24	80
7424-01-8100	10	.035	24	100
7424-01-8120	10	.035	24	120
7424-01-8160	10	.035	24	160

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité


sinus-XL 6F

- Selbstexpandierender Nitinol Stent
- Closed-Cell Design
- Röntgensichtbare Marker
- Anti-Jump-Technik
- Repo-Technik
- Außenschleuse mit Braiding
- Soft-Spitze

sinus-XL 6F


- Selfexpanding nitinol stent
- Closed-cell design
- Radiopaque markers
- Anti-jump-technique
- Repo-technique
- Braided outer sheath
- Soft-tip

sinus-XL 6F

- Stent autoexpansible en nitinol
- Cellules fermées
- Repères radio-opaques
- Mécanisme anti-jump
- Technique de repositionnement
- Gaine d'introduction externe tressée
- Extrémité souple

sinus-XL 6F

Bestell-Nr. - Länge des Applikationsbestecks order code - length of application device référence - longueur système de pose	Applikationsbesteck application device kit d'application	Führungsdraht guide wire fil-guide	Stent	Stent Länge stent length stent longueur
100 cm	Ø / F	Ø / inch	Ø / mm	mm
7314-6030	6	.035	14	30
7314-6040	6	.035	14	40
7314-6060	6	.035	14	60
7314-6080	6	.035	14	80
7314-6100	6	.035	14	100
7316-6030	6	.035	16	30
7316-6040	6	.035	16	40
7316-6060	6	.035	16	60
7316-6080	6	.035	16	80
7316-6100	6	.035	16	100
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité				



BigLumen Absaugkatheter

- Perkutane Aspirationstherombektomie
- Absaugkatheter gerade
- Material: Nylon

BigLumen aspiration catheter


- Percutaneous aspirationthrombectomy
- Aspiration catheter straight
- Material: nylon

BigLumen, cathéter d'aspiration

- Thrombectomie percutanée par aspiration
- Cathéter d'aspiration droit
- Matériel: nylon

BigLumen aspiration catheter

Bestell-Nr. order code référence	Länge <i>length</i> <i>longueur</i>	Ø	Innendurchmesser <i>inner diameter</i> <i>diamètre intérieur</i>
	cm	F	Ø / mm
1720-0100	100	5	1,25
1720-0120	120		
1720-1070	70	6	1,48
1720-1100	100		
1720-2090	90	7	1,64
1720-2100	100		
1720-3080	80	8	1,88
1720-3100	100		
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>			



Epsylar

- Multi-Durometer-Schleuse
- Abnehmbares hämostatisches Ventil
- Arydo-Valve und abnehmbaren 3-Wege-Hahn
- Dilatator

Epsylar


- Multi-durometer sheath
- Removable haemostatic valve
- Arydo-Valve and removable 3-way stop cock
- Dilator

Epsylar

- Gaine multi-duromètre
- Value hémostatique amovible
- Arydo valve et robinet 3 voies amovible
- Dilatateur

Epsylar

2,1 mm (0.083")	2,5 mm (0.098")	2,8 mm (0.110")	3,1 mm (0.122")	3,5 mm (0.138")	Länge length longueur
					
1,5 mm (0.059")	1,9 mm (0.075")	2,2 mm (0.087")	2,5 mm (0.098")	2,9 mm (0.114")	
Ø / 4F	Ø / 5F	Ø / 6F	Ø / 7F	Ø / 8F	cm
1224-0445	1224-0545	-	1224-0745	1224-0845	45
-	-	1224-0665	1224-0765	1224-0865	65
-	1224-0590	1224-0690	1224-0790	-	90
-	1224-0512	-	-	-	120
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht Adapted to .035 inch guide wire Adapté au fil-guide de .035 inch					
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité					



Chiba Nadeln

- Version 1: 2-teilig, US-Schliff
- Version 2: 2-teilig, Schrägschliff

Chiba needles

- Version 1: 2-part, US-cut
- Version 2: 2-part, bevel-edged

Aiguilles de Chiba

- Version 1: en 2 parties, pointe US
- Version 2: en 2 parties, pointe biseautée

Chiba needles

Chiba Nadel - US-Schliff <i>Chiba needle - US-cut</i> <i>aiguille de Chiba - pointe US</i>	Chiba Nadel - Schrägschliff <i>Chiba needle - bevel-edged</i> <i>aiguille de Chiba - pointe biseautée</i>	Ø		Länge <i>length</i> <i>longueur</i>
①	②	mm	G	mm
1413-1090	-	0,7	22	90
1413-1150	1411-1150			150
1413-1220	1411-1220			220
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>				



Angiographienadeln

- einteilig, Hohlstilet, US-Schliff

Angiography needles

- 1-part, hollow stylet, US-cut


Aiguilles d'angiographie

- en 1 partie, stylet creux, coupe US

Angiography needles

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Ø		Länge <i>length</i> <i>longueur</i>	adaptiert auf Führungsdraht <i>adapted to guide wire</i> <i>adapté au fil-guide</i>
	mm	G	mm	inch
1201-1200	1,2	18	70	.035 / .038
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>				

CO₂- Angiographie



CO₂ ANGIOGRAPHY -
ANGIOGRAPHIE AU CO₂



CO₂-Angiographie - CO₂-angiography - Angiographie au CO₂

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
• CO2-Angioset	38	• CO2-Angioset	38	• CO2-Angioset	38



CO₂-Angioset

- 100 ml Spritze
- Einstellbare Fixierung in 20 ml Schritten
- Verwendbar mit CO₂ Druck-reduzierventilen
- Gaszuflussleitung 1,5 m

CO₂-Angioset

- 100 ml syringe
- Adjustable setting in 20 ml steps
- Usable with CO₂ pressure reduction valve
- Gas supply line 1.5 m

CO₂-Angioset


- Seringue de 100 ml
- Réglage du volume par pas de 20 ml
- Peut être utilisé avec CO₂ Manodétendeur
- Conduite d'alimentation en gaz de 1,5 m

CO₂-Angioset

Bestell-Nr. order code référence	Beschreibung description description
2100-0000	CO ₂ -Angioset
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité	

Urologie

UROLOGY - UROLOGIE



**URETERAL
STENTS**




**URETERAL
CATHETERS**



**STONE
BASKETS**



**PERCUTANEUS
DRAINAGES**



ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Ureterschienen		Ureteral stent		Stents urétéraux	
• Ureterschienen Set Opti-J	41	• Ureteral stent set Opti-J	41	• Kit stent urétéral Opti-J	41
• Ureterschienen Set	42, 43	• Ureteral stent set	42, 43	• Kit stent urétéral	42, 43
• Steuerbares Ureterschienen Set, „Dirigent“	44	• Steerable ureteral stent set, „optimatic“	44	• Kit stent urétéral orientable « optimatic »	44
• Ureterschienen Set, Multilength	45	• Ureteral stent set, multilength	45	• Kit stent urétéral, multilength	45
• Steuerbares Ureterschienen Set „Dirigent“, Multilength	45	• Steerable ureteral stent set, „optimatic“, multilength	45	• Kit stent urétéral orientable « optimatic », multilength	45
• Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set	46	• Ex-stent tumor ureteral stent set	46	• Kit tumeur Ex-stent urétéral	46
• Steuerbares Ex-Stent Tumor-Ureterschienen Set, „Dirigent“	47	• Steerable Ex-stent tumor ureteral stent set „optimatic“	47	• Kit tumeur Ex-stent urétéral orientable « optimatic »	47
• Renales Transplantations-Ureterschienen Set	48	• Renal transplantation ureteral stent set	48	• Kit stent urétéral pour transplantation rénale	48
• Mono-J Endoprothesen Set	49	• Mono-J set, endoprosthesis set	49	• Kit Mono-J, endoprothèse	49
• Pädiatrisches Ureterschienen Set	50	• Pediatric ureteral stent set	50	• Kit stent urétéral pour pédiatrie	50
Ureterkatheter		Ureteral catheter		Cathéters urétéraux	
• VarioTip Premium Ureterkatheter	51	• VarioTip Premium ureteral catheter	51	• Cathéter urétéral VarioTip Premium	51
• VarioTip Ureterkatheter	51	• VarioTip ureteral catheter	51	• Cathéter urétéral VarioTip	51
Steinfangkörbchen		Stone baskets		Extracteurs de calculs	
• EQUADUS	52	• EQUADUS	52	• EQUADUS	52
• Douro, parallel	52	• Douro, parallel	52	• Douro, parallèle	52
• Douro, helikal	53	• Douro, helikal	53	• Douro, hélicoïdal	53
• Freeman	53	• Freeman	53	• Freeman	53
Perkutane Drainagen		Percutaneous drainages		Drainages percutanés	
• Silaro Set, 2 oder 4 Seitenaugen	54	• Silaro set, 2 or 4 side holes	54	• Silaro set, 2 ou 4 orifices latéraux	54
• Silaro Wechsel-Set, 2 Seitenaugen	54	• Silaro exchange set, 2 side holes	54	• Silaro kit d'échange, 2 orifices latéraux	54
• Silaro Einzelkatheter, 2 oder 4 Seitenaugen	55	• Silaro single catheter, 2 or 4 side holes	55	• Silaro cathéter seul, 2 ou 4 orifices latéraux	55
• Set in klassischer Seldinger Technik, NephroSoft	55	• Set in classical Seldinger technique, NephroSoft	55	• Kit selon la technique classique de Seldinger, NephroSoft	55
• Einzelkatheter, NephroSoft	56	• Single catheter, NephroSoft	56	• Cathéter seul, NephroSoft	56
• Pädiatrisches Nephrostomie Set „Fulda B“	56	• Pediatric nephrostomy set „Fulda B“	56	• Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrie	56
Führungsdrähte		Guide wires		Fils-guides	
• Hydra „black“ Führungsdraht	57	• Hydra „black“ guide wire	57	• Fil-guide Hydra « black »	57
Punktionsnadeln		Puncture needles		Aiguilles de ponction	
• Initialpunktionsnadeln	58	• Initial puncture needles	58	• Aiguilles pour ponction initiale	58
• Chiba Nadeln	58	• Chiba needles	58	• Aiguilles de Chiba	58
Zubehör		Accessories		Accessoires	
• Dilatatoren	59	• Dilators	59	• Dilateurs	59
• Splitschleusen	59	• Splitsheaths	59	• Gaines pelables	59
• Katheterverbinder	60	• Catheter connectors	60	• Connecteurs pour cathéters	60
• Adapter	60	• Adapter	60	• Adaptateur	60
• Tuohy-Borst Adapter	61	• Tuohy-Borst adapter	61	• Adaptateur Tuohy-Borst	61
• Zuspritzadapter	61	• Contrast medium adapter	61	• Adapter pour produit de contraste	61



Ureterschienen Set Opti-J 2 in 1

- Material: Polyurethan
- 2 Anwendungsmöglichkeiten:
- steuerbar oder nicht steuerbar
- Applikationssystem
- Graduierung

Ureteral stent set Opti-J 2 in 1

- Material: polyurethane
- 2 possibilities of use:
- steerable or non steerable
- Application system
- Marking


Kit stent urétéral Opti-J 2 en 1

- Matériel: polyuréthane
- 2 possibilités de pose:
- orientable et connectable ou
avec poussoir
- Système d'application
- Graduation

Ureteral stent set Opti-J




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm


Bestell-Nr. / order code / référence Opti-J ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
8200-0200	4,5	18	14	.032
8200-0300		20	16	
8200-0400		22	18	
8200-0600		26	22	
8200-0700		28	24	
8200-0800		30	26	
8200-0900	6	32	28	.035
8200-1500		26	22	
8200-1600		28	24	
8200-1700		30	26	
8200-1800		32	28	
8200-1900	7	26	22	.035
8200-2000		28	24	
8200-2100		30	26	
8200-2200		32	28	
8200-2300	8	26	22	.038
8200-2400		28	24	
8200-2500		30	26	
8200-2600		32	28	



beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
both ends open **without** guide wire
ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence Opti-J ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
8200-0630	4,5	26	22	.032
8200-0730		28	24	
8200-0830		30	26	
8200-0930		32	28	
8200-1530	6	26	22	.035
8200-1630		28	24	
8200-1730		30	26	
8200-1830		32	28	
8200-1840		34	30	
8200-1920		36	32	
8200-1930	7	26	22	.035
8200-2030		28	24	
8200-2130		30	26	
8200-2230		32	28	
8200-2240		34	30	
8200-2220		36	32	
8200-2330	8	26	22	.038
8200-2430		28	24	
8200-2530		30	26	
8200-2630		32	28	
8200-2640		34	30	

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

**Ureterschienen Set**

- Material: Polyurethan
- Pusher
- Graduierung

Ureteral stent set

- Material: polyurethane
- Pusher
- Marking


Kit stent urétéral

- Matériel: polyuréthane
- Poussoir
- Graduation

Ureteral stent set




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
 both ends open **with** guide wire, 150 cm
 ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm


Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3004-0020		4	20	16	.025
3004-0040			24	20	
3004-0300	3034-0300		26	22	
3004-0400	3034-0400	4,5	28	24	.032
3004-0500	3034-0500		30	26	
3004-0600	3034-0600		32	28	
3004-1000		6	20	16	.035
3004-1200			24	20	
3004-1300	3034-1300		26	22	
3004-1400	3034-1400		28	24	
3004-1500	3034-1500		30	26	
3004-1600	3034-1600		32	28	
3004-1700		7	34	30	
3004-1800			36	32	
3004-2300	3034-2300		26	22	
3004-2400	3034-2400		28	24	
3004-2500	3034-2500		30	26	
3004-2600	3034-2600		32	28	
3004-2700		8	34	30	
3004-2800			36	32	
3004-3300	3034-3300		26	22	
3004-3400	3034-3400		28	24	
3004-3500	3034-3500		30	26	
3004-3600	3034-3600		32	28	
3004-3660		9	38	34	.038
3004-3700			34	30	
3004-3800			36	32	
3004-4400			28	24	
3004-4500			30	26	
3004-4600			32	28	



beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
 both ends open **without** guide wire
 ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3004-0330		4,5	26	22	.032
3004-0430	3034-0430		28	24	
3004-0530	3034-0530		30	26	
3004-1330	3034-1330	6	26	22	.035
3004-1430	3034-1430		28	24	
3004-1530	3034-1530		30	26	
3004-1630	3034-1630	7	32	28	
3004-2330	3034-2330		26	22	
3004-2430	3034-2430		28	24	
3004-2530	3034-2530		30	26	
3004-2630	3034-2630		32	28	
3004-2730			34	30	
3004-2830		8	36	32	
3004-3330			26	22	
3004-3430	3034-3430		28	24	
3004-3530	3034-3530		30	26	
3004-3630	3034-3630		32	28	
3004-3830			36	32	

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités

**Ureterschienen Set**

- Material: Polyurethan
- Pusher
- Graduierung

Ureteral stent set

- Material: polyurethane
- Pusher
- Marking


Kit stent urétéral

- Matériel: polyuréthane
- Poussoir
- Graduation

Ureteral stent set



distales Ende geschlossen mit Führungsdraht, 150 cm und Fixierklemme
distal end closed with guide wire, 150 cm and fixation clip
extrémité distale fermée avec fil-guide, 150 cm et clip de fixation


Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3003-0300	4,5	26	22	.032
3003-0400		28	24	
3003-0500		30	26	
3003-0600		32	28	
3003-1300	6	26	22	.035
3003-1400		28	24	
3003-1500		30	26	
3003-1600		32	28	
3003-2300	7	26	22	
3003-2400		28	24	
3003-2500		30	26	
3003-2600		32	28	
3003-3300	8	26	22	.038
3003-3400		28	24	
3003-3500		30	26	
3003-3600		32	28	

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


Ureteral stent set



beide Enden offen - Seitenaugen nur im Pigtail mit Führungsdraht, 150 cm
both ends open - side holes only in pigtail with guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités - oeillets latéraux uniquement dans la queue de cochon avec fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3034-1410	6	28	24	.035
3034-1510		30	26	
3034-2510	7	30	26	
3034-2610		32	28	
3034-3510	8	30	26	.038
3034-3610		32	28	

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


**Steuerbares Ureterschienen
Set „Dirigent“**

- Material: Polyurethan
- Applikationssystem
- Graduierung

**Steerable ureteral stent set
“optimatic”**

- Material: polyurethane
- Application system
- Marking


**Kit stent urétral orientable
« optimatic »**

- Matériel: polyuréthane
- Système d'application
- Graduation

Steerable ureteral stent set “optimatic”




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3012-1300	3042-1300	6	26	22	.035
3012-1400	3042-1400		28	24	
3012-1500	3042-1500		30	26	
3012-1600	3042-1600		32	28	
3012-1700			34	30	
3012-1800			36	32	
3012-2300	3042-2300	7	26	22	
3012-2400	3042-2400		28	24	
3012-2500	3042-2500		30	26	
3012-2600	3042-2600		32	28	
3012-2700			34	30	
3012-2800			36	32	
3012-3300	3042-3300	8	26	22	.038
3012-3400	3042-3400		28	24	
3012-3500	3042-3500		30	26	
3012-3600	3042-3600		32	28	
3012-3700			34	30	
3012-3800			36	32	




beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
both ends open **without** guide wire
ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3012-1430	3042-1430	6	28	24	.035
3012-1530	3042-1530		30	26	
	3042-1630		32	28	
	3042-2530	7	30	26	
	3042-2630		32	28	



distales Ende geschlossen **mit** Führungsdraht, 150 cm und Fixierklemme
distal end closed **with** guide wire, 150 cm and fixation clip
extrémité distale fermée **avec** fil-guide, 150 cm et clip de fixation

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3011-1300	6	26	22	.035
3011-1400		28	24	
3011-1500		30	26	
3011-1600		32	28	
3011-2300	7	26	22	
3011-2400		28	24	
3011-2500		30	26	
3011-2600		32	28	
3011-3300	8	26	22	.038
3011-3400		28	24	

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


**Ureterschienen Set,
Multilength**

- Material: Polyurethan
- Pusher
- Graduierung

**Ureteral stent set,
multilength**

- Material: polyurethane
- Pusher
- Marking


**Kit stent urétéral,
multilength**

- Matériel: polyuréthane
- Poussoir
- Graduation

Ureteral stent set, multilength




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm


Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3014-1000	3044-1000	4,5	24-32	20-28	.032
3014-2000	3044-2000	6			.035
3014-3000	3044-3000	7			
3014-4000	3044-4000	8			.038



beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
both ends open **without** guide wire
ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3014-1030	-	4,5	24-32	20-28	.032
3014-2030	-	6			.035
3014-3030	-	7			
3014-4030	-	8			.038
3014-5005	-	9			

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


**Steuerbares Ureterschienen
Set „Dirigent“, Multilength**

- Material: Polyurethan
- Applikationssystem
- Graduierung

**Steerable ureteral stent set
“optimatic“, multilength**

- Material: polyurethane
- Application system
- Marking


**Kit stent urétéral orientable
« optimatic », multilength**

- Matériel: polyuréthane
- Système d'application
- Graduation

Steerable ureteral stent set “optimatic“, multilength




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3014-2060	3044-2060	6	24-32	20-28	.035
3014-3060	3044-3060	7			
3014-4060	3044-4060	8			.038



beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
both ends open **without** guide wire
ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	A cm	B cm	Ø / inch
3014-2065		6	24-32	20-28	.035
3014-3065	3044-3065	7			
3014-4065		8			.038

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


**Ex-Stent Tumor
Ureterschienen Set**

- Material: Polyurethan
- Verstärkter Schaft
- Platinmarker
- Pusher
- Graduierung

**Ex-stent tumor
ureteral stent set**

- Material: polyurethane
- Reinforced shaft
- Platinum marker
- Pusher
- Marking


**Kit tumeur Ex-stent
urétéral**

- Matériel: polyuréthane
- Queue renforcée
- Repère en platine
- Poussoir
- Graduation

Ex-stent tumor ureteral stent set




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3016-1300	6	26	22	.035
3016-1400		28	24	
3016-1500		30	26	
3016-1600		32	28	
3016-1700		34	30	
3016-1800		36	32	
3016-2300	7	26	22	
3016-2400		28	24	
3016-2500		30	26	
3016-2600		32	28	
3016-2707*		34	30	
3016-2800		36	32	
3016-3300	8	26	22	.038
3016-3400		28	24	
3016-3500		30	26	
3016-3600		32	28	
3016-3800		34	30	
3016-3900		36	32	



beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
both ends open **without** guide wire
ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3016-1630	6	32	28	.035
3016-2430	7	28	24	
3016-2530		30	26	
3016-2630		32	28	
3016-3430	8	28	24	.038

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités
*ohne Faden · without thread · sans fil


Steuerbares Ex-Stent Tumor Ureterschienen Set „Dirigent“

- Material: Polyurethan
- Verstärkter Schaft
- Platinmarker
- Applikationssystem
- Graduierung

Steerable Ex-stent tumor ureteral stent set „optimatic“

- Material: polyurethane
- Reinforced shaft
- Platinum marker
- Application system
- Marking


Kit tumeur Ex-stent urétéral orientable « optimatic »

- Matériel: polyuréthane
- Queue renforcée
- Repère en platine
- Système d'application
- Graduation

Steerable Ex-stent tumor ureteral stent set „optimatic“




beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3017-1300	6	26	22	.035
3017-1400		28	24	
3017-1500		30	26	
3017-1600		32	28	
3017-1700		34	30	
3017-1800		36	32	
3017-2300	7	26	22	
3017-2400		28	24	
3017-2500		30	26	
3017-2600		32	28	
3017-2700		34	30	
3017-2800		36	32	
3017-3300	8	26	22	.038
3017-3400		28	24	
3017-3500		30	26	
3017-3600		32	28	
3017-3700		34	30	
3017-3800		36	32	




beide Enden offen **ohne** Führungsdraht
both ends open **without** guide wire
ouvert aux deux extrémités **sans** fil-guide

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3017-1405*	6	28	24	.035
3017-1530		30	26	
3017-1630		32	28	
3017-2330	7	26	22	
3017-2405*		28	24	
3017-2530		30	26	
3017-2630	8	32	28	.038
3017-3430		28	24	
3017-3530		30	26	
3017-3630		32	28	

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

*ohne Faden · without thread · sans fil


**Renales Transplantations-
Ureterschienen Set**

- Material: Polyurethan
- Pusher
- Graduierung

**Renal transplantation
ureteral stent set**

- Material: polyurethane
- Pusher
- Marking


**Kit stent urétéral pour
transplantation rénale**

- Matériel: polyuréthane
- Poussoir
- Graduation


Renal transplantation ureteral stent set



beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open **with** guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités **avec** fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3004-6300	6	12	8	.035
3004-6400		14	10	
3004-6500		16	12	
3004-6600		18	14	
3004-7300	7	12	8	
3004-7400		14	10	
3004-7500		16	12	
3004-7600		18	14	
3004-8300	8	12	8	.038
3004-8400		14	10	
3004-8500		16	12	
3004-8600		18	14	

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

**Mono-J Endoprothesen Set**

- Material: Polyurethan
- Katheterverbinder
- Graduierung

Mono-J endoprosthesis set

- Material: polyurethane
- Catheter connector
- Marking

Kit Mono-J endoprothèse

- Matériel: polyuréthane
- Connecteur pour
- Graduation

Mono-J endoprosthesis set



beide Enden offen **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open with guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités avec fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	cm	Ø / inch
3008-1100	6	70	.035
3008-2100	7		
3008-3100	8		.038
3008-4100	9		



distales Ende geschlossen **mit** Führungsdraht, 150 cm
distal end closed with guide wire, 150 cm
extrémité distale fermée avec fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	cm	Ø / inch
3007-6100	6	70	.035
3007-7100	7		
3007-8100	8		.038
3007-9100	9		



beide Enden offen - Seitenaugen nur im Pigtail **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open - side holes only in pigtail with guide wire, 150 cm
ouvert aux deux extrémités - œillets latéraux uniquement dans la queue de cochon avec fil-guide, 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft ■	Bestell-Nr. / order code / référence OptiPur ■	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide-wire fil-guide
		CH	cm	Ø / inch
3008-1110	3038-1110	6	70	.035
3008-2110	3038-2110	7		
3008-3110	3038-3110	8		.038
3008-4110	3038-4110	9		


NephroSoft



beide Enden offen - Seitenaugen innenliegend im Pigtail **mit** Führungsdraht, 150 cm
both ends open, sideholes inside the pigtail, with guide wire, 150 cm
ouvert des deux côtés, œillets en crosse uniquement, avec guide 150 cm

Bestell-Nr. / order code / référence NephroSoft □	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	cm	Ø / inch
3038-5141	10	50	.038

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités



Pädiatrisches Ureterschienen Set

- Material: Polyurethan
- Pusher
- Graduierung

Pediatric ureteral stent set

- Material: polyurethane
- Pusher
- Marking


Kit stent urétéral pour pédiatrie

- Matériel: polyuréthane
- Poussoir
- Graduation

Pediatric ureteral stent set




beide Enden offen mit Führungsdraht, 100 cm
both ends open with guide wire, 100 cm
ouvert aux deux extrémités avec fil-guide, 100 cm

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3001-1010	3	10	8	.021
3001-1020		12	10	
3001-1030		14	12	
3001-1040		16	14	
3001-1050		18	16	
3001-1060		20	18	
3001-1070	4	22	20	.025
3001-1100		10	8	
3001-1200		12	10	
3001-1300		14	12	
3001-1400		16	14	



distales Ende geschlossen mit Führungsdraht, 100 cm und Fixierklemme
distal end closed with guide wire, 100 cm and fixation clip
extrémité distale fermée avec fil-guide, 100 cm et clip de fixation

Bestell-Nr. / order code / référence OptiSoft	Ø	Länge / length / longueur 		Führungsdraht guide-wire fil-guide
	CH	A cm	B cm	Ø / inch
3001-0010	3	10	8	.021
3001-0020		12	10	
3001-0030		14	12	
3001-0040		16	14	
3001-0100	4	10	8	.025
3001-0200		12	10	
3001-0300		14	12	
3001-0400		16	14	
3001-0403	4,5	16	14	.032
3001-0600		20	18	

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités


**VarioTip Premium
Ureterkatheter**

- Röntgensichtbar
- abgewinkelte, offene Spitze
- Graduierung
- Stilet
- Zuspritzadapter
- Material: Polyurethan

**VarioTip Premium
ureteral catheter**

- Radiopaque
- Angled tip, open tip
- Marking
- Stylet
- Contrast medium adapter
- Material: polyurethane

**Cathéter urétéral VarioTip
Premium**

- Radio-opaque
- Pointe ouverte, recourbée
- Graduations
- Stylet
- Adaptateur pour produit de contraste
- Matériel: polyuréthane

VarioTip Premium ureteral catheter

Gerade, offen
straight, open
droit, ouvert

Bestell-Nr. order code référence	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide wire fil-guide	Seitenaugen Side holes œillelts latéraux
	CH	cm	Ø / inch	
3331-0120	3	70	.025	0
3331-1120	4	70	.035	0
3331-1100	4	70	.035	1
3331-1110	4	70	.035	2
3331-2120	5	70	.038	0
3331-2100	5	70	.038	1
3331-2110	5	70	.038	2
3331-3120	6	70	.038	0
3331-3100	6	70	.038	1
3331-3110	6	70	.038	2
3331-4120	7	70	.038	0
3331-4110	7	70	.038	2

Gebogen, offen
curved, open
incurvé, ouvert

Bestell-Nr. order code référence	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide wire fil-guide	Seitenaugen Side holes œillelts latéraux
3333-0120	3	70	.025	0
3333-1120	4	70	.035	0
3333-1100	4	70	.035	1
3333-1110	4	70	.035	2
3333-2120	5	70	.038	0
3333-2100	5	70	.038	1
3333-2110	5	70	.038	2
3333-3120	6	70	.038	0
3333-3110	6	70	.038	2
3333-4120	7	70	.038	0

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


VarioTip Ureterkatheter

- Röntgensichtbar
- abgewinkelte, offene Spitze
- Graduierung
- Stilet
- Zuspritzadapter
- Material: Polyurethan

VarioTip ureteral catheter


- Radiopaque
- Angled tip, open tip
- Marking
- Stylet
- Contrast medium adapter
- Material: polyurethane

Cathéter urétéral VarioTip

- Radio-opaque
- Pointe ouverte, recourbée
- Graduations
- Stylet
- Adaptateur pour produit de contraste
- Matériel: polyuréthane

VarioTip ureteral catheter

Bestell-Nr. order code référence	Bestell-Nr. order code référence	Ø	Länge length longueur	Führungsdraht guide wire fil-guide
10 Stück · 10 units · 10 unités	50 Stück · 50 units · 50 unités	CH	cm	Ø / inch
3105-0010	3105-0050	5	70	.038



EQUADUS ¹

- Einhandbedienung
- Schleusenlänge 120 cm
- Spitzenloses Nitinol-Körbchen
- Einführhilfe
- Tuohy-Borst-Adapter

EQUADUS ¹


- Single-handed operation
- Sheath length 120 cm
- Tipless nitinol basket
- Introducer
- Tuohy-Borst adapter

EQUADUS ¹

- Maniement à une main
- Longueur du gaine 120 cm
- Panier en nitinol sans pointe
- Introducteur
- Adaptateur Tuohy-Borst

EQUADUS - tipless nitinol stone basket ¹

Bestell-Nr. order code référence	Schleuse sheath gaine			Körbchen basket panier	
	Ø		Länge length longueur	Ø	Länge length longueur
	CH	mm	cm	mm	mm
47012172	1,8	0,6	120	11	15
42013306	2,2	0,8	120	12	17
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité					
¹ EPflex Feinwerktechnik GmbH, Dettingen an der Erms, Germany					



Douro, parallel ¹

- Einhandbedienung
- Drahtanzahl: 4
- Schleusenlänge 90 cm
- Konfiguration: parallel

Douro, parallel ¹

- Single-handed operation
- Wire number : 4
- Sheath length 90 cm
- Configuration: parallel

Douro, parallèle ¹

- Maniement à une main
- Fill nombre: 4
- Longueur du gaine 90 cm
- Configuration: parallèle

Douro, parallel ¹

Bestell-Nr. order code référence	Schleuse sheath gaine		Körbchen basket panier	
	Ø	nutzbare Schleusenlänge usable sheath length longueur utile de la gaine	Ø	Länge length longueur
	CH	cm	mm	mm
42013308	2,5	90	15	36
42013310	3,0	90	15	36
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité				
¹ EPflex Feinwerktechnik GmbH, Dettingen an der Erms, Germany				



Douro, helikal ¹

- Einhandbedienung
- Drahtanzahl: 4
- Schleusenlänge 90 cm
- Konfiguration: helikal

Douro, helikal ¹

- Single-handed operation
- 4 number of wires
- Sheath length 90 cm
- Configuration: helical

Douro, hélicoïdale ¹


- Maniement à une main
- 4 nombre de fils
- Longueur du gaine 90 cm
- Configuration: hélicoïdale

Douro, helikal ¹

Bestell-Nr. order code référence	Schleuse sheath gaine		Körbchen basket panier	
	Ø	nutzbare Schleusenlänge usable sheath length longueur utile de la gaine	Ø	Länge length longueur
	CH	cm	mm	mm
42013307	2,5	90	15	36
42013309	3,0	90	15	36

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité

¹ EPflex Feinwerktechnik GmbH, Dettingen an der Erms, Germany



Freeman ¹

- Einhandbedienung
- Schleusenlänge 120 cm
- Cleveres Design: Der Hybridkorb bietet die Vorteile eines Greifers und eines Korbes

Freeman ¹

- Single-handed operation
- Sheath length 120 cm
- Clever design: The hybrid basket offers the benefits of a grasper and a basket

Freeman ¹


- Maniement à une main
- Longueur du gaine 120 cm
- Conception astucieuse : le panier hybride offre les avantages d'une pince et d'un panier

Freeman ¹

Bestell-Nr. order code référence	Schleuse sheath gaine		Körbchen basket panier	
	Ø	nutzbare Schleusenlänge usable sheath length longueur utile de la gaine	Ø	Länge length longueur
	CH	cm	mm	mm
49012690	1,5	120	11	13

Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité

¹ EPflex Feinwerktechnik GmbH, Dettingen an der Erms, Germany

**Silaro Set, 2 oder 4 Seitenaugen**

- 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm, Länge 200 mm
- Schüller Wechseldraht, Ø .035 inch, Länge 90 cm
- Dilator
- Splitschleuse
- Silaro Ballonkatheter
- Hohlmandrin
- Katheterstopfen
- Material: Silikon

Silaro set, 2 or 4 side holes

- Puncture needle, 2-part, US-cut Ø 1,3 mm, length 200 mm
- Schüller exchange guide wire, Ø .035 inch, length 90 cm
- Dilator
- Splitsheath
- Silaro balloon catheter
- Stiffening cannula
- Catheter plug
- Material: silicone

Silaro set, 2 ou 4 orifices latéraux

- Aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm, longueur 200 mm
- Fil-guide d'échange selon Schüller, Ø .035 inch, longueur 90 cm
- Dilatateur
- Gaine pelable
- Cathéter à ballonnet Silaro
- Mandrin creux
- Fosset pour sonde
- Matériel: silicone

Silaro set, 2 and 4 side holes

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Katheter <i>catheter</i> <i>cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>cathéter longueur</i>	Dilatator <i>dilator</i> <i>dilatateur</i>	Splitschleuse <i>splitsheath</i> <i>gaine pelable</i>
2 side holes	4 side holes	Ø / CH	cm	Ø / CH	Ø / CH
1340-1003	1360-1003	10	36	8 / 10	12
1340-1203	1360-1203	12		8 / 10 / 12	14
1340-1403	1360-1403	14		8 / 10 / 12 / 14	16
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>					
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>					

**Silaro Wechsel-Set,
2 Seitenaugen**

- Silaro Nephrostomie Ballonkatheter
- Hohlmandrin
- Material: Silikon

**Silaro exchange set,
2 side holes**


- Silaro nephrostomy balloon catheter
- Stiffening cannula
- Material: silicone

**Silaro kit d'échange,
2 orifices latéraux**

- Cathéter néphrostomie à ballonnet Silaro
- Mandrin creux
- Matériel: silicone

Silaro exchange set, 2 side holes

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Katheter <i>catheter</i> <i>cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>cathéter longueur</i>
2 side holes	Ø / CH	cm
1346-1003	10	36
1346-1203	12	
1346-1403	14	
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>		
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>		


**Silaro Einzelkatheter,
2 oder 4 Seitenaugen**

- Silaro Nephrostomie Ballonkatheter
- Material: Silikon

**Silaro single catheter,
2 or 4 side holes**

- Silaro nephrostomy balloon catheter
- Material: silicone

**Silaro cathéter seul,
2 ou 4 orifices latéraux**

- Cathéter néphrostomie à ballonnet Silaro
- Matériel: silicone

Silaro single catheter, 2 and 4 side holes

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Katheter <i>catheter</i> <i>cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>cathéter longueur</i>
2 side holes	4 side holes	Ø / CH	cm
1347-1003	1362-1003	10	36
1347-1203	1362-1203	12	
1347-1403	1362-1403	14	
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>			
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>			


**Set in klassischer Seldinger
Technik, NephroSoft**

- 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm, Länge 200 mm
- 2-teilige Chiba Nadel, US-Schliff, Ø 0,7 mm, Länge 220 mm
- Schüller Wechseldraht, Ø .035 inch, Länge 90 cm
- Dilator
- Pigtailkatheter mit 2-Wege-Hahn
- Adapter
- Material: Polyurethan

**Set in classical Seldinger
technique, NephroSoft**

- Puncture needle 2-part, US-cut, Ø 1,3 mm, length 200 mm
- Chiba needle 2-part, US-cut, Ø 0,7 mm, length 220 mm
- Schueller exchange wire, Ø .035 inch, length 90 cm
- Dilator
- Pigtail catheter with 2-way stop cock
- Adapter
- Material: polyurethane

**Kit selon la technique classique
de Seldinger, NephroSoft**

- Aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm, longueur 200 mm
- Aiguille de Chiba en 2 parties, coupe US, Ø 0,7 mm, longueur 220 mm
- Fil-guide d'échange selon Schüller, Ø .035 inch, longueur 90 cm
- Dilateur
- Cathéter queue de cochon avec robinet 2 voies
- Adaptateur
- Matériel: polyuréthane

Set in classical Seldinger technique, NephroSoft

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Katheter <i>catheter</i> <i>cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>cathéter longueur</i>	Dilatator <i>dilator</i> <i>dilatateur</i>
Set	Ø / CH	cm	Ø / mm
1590-0100	6	40	6 / 8
1590-0300	7		6 / 8
1590-0500	8		6 / 8 / 10
1590-0700	9		6 / 8 / 10
1590-0800	10		6 / 8 / 10 / 12
1590-0900	12		6 / 8 / 10 / 12 / 14
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>			
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>			

**Einzelkatheter, NephroSoft**

- Pigtailkatheter mit 2-Wege-Hahn
- Pigtailaufsteller
- Material: Polyurethan

Single catheter, NephroSoft

- NephroSoft drainage catheter
- Pigtail straightener
- Material: polyurethane

Cathéter seul, NephroSoft

- Cathéter de drainage NephroSoft
- Introducteur queue de cochon
- Matériel: polyuréthane

Single catheter, NephroSoft

Pigtail-Katheter <i>pigtail catheter</i> <i>cathéter queue de cochon</i>	Katheter <i>catheter</i> <i>cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>cathéter longueur</i>
Bestell-Nr. · <i>référence</i> · <i>order code</i>	Ø / CH	cm
1591-0300	7	40
1591-0500	8	
1591-0700	9	
Adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>		
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>		

**Pädiatrisches Nephrostomie Set „Fulda B“**

- Material: Polyurethan
- 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø .095 mm, Länge 90 mm
- Wechseldraht nach Lunderquist, Ø .025 inch, Länge 70 cm
- Adapter
- Material: Polyurethan

Pediatric nephrostomy set “Fulda B”

- Material: polyurethane
- Puncture needle, 2-part, US-cut, Ø .095 mm, length 90 mm
- Exchange guide wire acc. to Lunderquist, Ø .025 inch, length 70 cm
- Adapter
- Material: polyurethane

Kit de néphrostomie « Fulda B » pour pédiatrique

- Matériel: polyuréthane
- Aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø .095 mm, longueur 90 mm
- Fil-guide d'échange selon Lunderquist, Ø .025 inch, longueur 70 cm
- Adaptateur
- Matériel: polyuréthane

Pediatric nephrostomy set “Fulda B”

Bestell-Nr. Set <i>order code</i> <i>set</i> <i>référence</i> <i>set</i>	Bestell-Nr. Einzelkatheter <i>order code</i> <i>single catheter</i> <i>référence</i> <i>cathéter seul</i>	Katheter <i>catheter</i> <i>cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>cathéter longueur</i>	Katheter- verstärkung <i>catheter</i> <i>reinforcement</i> <i>renfort du</i> <i>cathéter</i>	Katheterverstärkung Länge <i>catheter reinforce-</i> <i>ment length</i> <i>renfort du cathéter</i> <i>longueur</i>	Dilatator <i>dilator</i> <i>dilatateur</i>
		Ø / CH	cm	Ø / CH	cm	Ø / CH
1590-0124	-	4,5	30	8	15	5
Adaptiert auf .025 inch Führungsdraht <i>adapted to .025 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .025 inch</i>						
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>						



Hydra „black“ Führungsdraht

- Hydrophil beschichteter Nitinol Führungsdraht
- Konfigurationen: gerade und gebogen

Hydra “black“ guide wire

- Hydrophilic coated nitinol guide wire
- Configuration: straight and curved

Fil-guide Hydra « black »

- Fil-guide hydrophile revêtus de Nitinol
- Configuration: droit et courbé

Hydra “black“ guide wire



Führungsdraht **gerade**
guide wire **straight**
fil-guide **droit**

Bestell-Nr. order code référence	Ø	Länge length longueur
	inch	cm
1032-0015	.032	150
1035-0015	.035	150



Führungsdraht **abgebogen**
guide wire **bent**
fil-guide **courbé**

1035-0515	.035	150
-----------	------	-----

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

**Initialpunctionsnaedeln**

- 2-teilig, US-Schliff
- Graduierung

Initial puncture needles


- 2 or 3-part, US-cut
- Graduation

Aiguilles pour ponction initiale

- en 2 ou 3 parties, pointe US
- Graduation

Initial puncture needles

US-Schliff US-cut pointe US	Ø		Länge length longueur	-teilig -part -partie
	mm	G	mm	
1403-0200	1,3	17,5	200	2
Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités				

**Chiba Nadeln**

- Version 1: 2-teilig, US-Schliff
- Version 2: 2-teilig, Schrägschliff

Chiba needles


- Version 1: 2-part, US-cut
- Version 2: 2-part, bevel-edged

Aiguilles de Chiba

- Version 1: en 2 parties, pointe US
- Version 2: en 2 parties, pointe biseautée

Chiba needles

Chiba Nadel - US-Schliff Chiba needle - US-cut aiguille de Chiba - pointe US	Chiba Nadel - Schrägschliff Chiba needle - bevel-edged aiguille de Chiba - pointe biseautée	Ø		Länge length longueur
1	2	mm	G	mm
1413-1090	-	0,7	22	90
1413-1150	1411-1150			150
1413-1220	1411-1220			220
1413-3220	-	0,95	18,5	220
Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités				

**Dilatatoren**

- Material: PTFE
- Weiblicher Luer-Lock Anschluss

Dilators


- Material: PTFE
- Female Luer-Lock

Dilateurs

- Matériel: PTFE
- Luer-Lock femelle

Dilators

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Dilatator <i>dilator</i> <i>dilatateur</i>	Länge <i>length</i> <i>longueur</i>	adaptiert auf Führungsdraht <i>adapted to guide wire</i> <i>adapté au fil-guide</i>
	Ø / CH	cm	inch
1230-0200	5	20	.035
1230-0300	6		.035/.038
1230-0400	7		
1230-0500	8		
1230-0600	9		
1230-0700	10		
1230-0800	12		
1230-0900	14		
1230-1000	16		
1230-1100	18		
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>			

**Splitschleusen**

- Splitschleuse mit Dilatator
- Material: FEP

Splitsheaths

- Splitsheath with dilator
- Material: FEP

Gaines pelables

- Gaine pelable avec dilatateur
- Matériel: FEP

Splitsheaths

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Splitschleuse <i>splitsheaths</i> <i>gaines pelables</i>	Dilatatorlänge <i>dilator length</i> <i>dilatateur longueur</i>	Schleusenlänge <i>sheath length</i> <i>introduceur longueur</i>	Führungsdraht <i>guide wire</i> <i>fil-guide</i>
	Ø / CH	cm	cm	Ø / inch
1235-0901	12	20	18	.035/.038
1235-1101	14			
1235-1301	16			
Verpackungseinheit: 10 Stück <i>box: 10 units</i> <i>conditionnement : 10 unités</i>				

**Katheterverbinder**

- Weiblicher Luer-Lock

Catheter connectors

- Female Luer-Lock

Connecteurs pour cathéters

- Luer-Lock femelle

Catheter connectors

Bestell-Nr. order code référence	Konfiguration configuration configuration
3402-0200	Standard · standard · standard
Verpackungseinheit: 10 Stück · conditionnement : 10 unités · box: 10 units	

**Adapter für Urinbeutel**

- Männlicher Luer-Lock
- Rotierend

Urine bag adapters

- Male Luer-Lock
- Rotating

Adaptateurs pour poches à urine

- Luer-Lock mâle
- Rotatif

Adapter

Bestell-Nr. order code référence	Länge length longueur	Konfiguration configuration configuration
	cm	
3401-0900	5	Männlicher Luer-Lock, rotierend und kleiner Trichter Male Luer-Lock, rotating and small funnel Luer-Lock mâle, rotatif et petit entonnoir
3401-0910	10	
3401-0920	15	
3401-0930	25	
3401-0800	10	Männlicher Luer-Lock, rotierend und großer Trichter Male Luer-Lock, rotating and large funnel Luer-Lock mâle, rotatif et grand entonnoir
Verpackungseinheit: 10 Stück · box: 10 units · conditionnement : 10 unités		


Tuohy-Borst Adapter

- Männlicher Luer-Lock
- Aufsatz für Endoskope um den Austritt von Spülflüssigkeit zu verhindern

Tuohy-Borst adapter

- Male Luer-Lock
- Attachment for endoscopes to avoid leaking of flushing fluid

Adaptateur Tuohy-Borst


- Luer-Lock mâle
- Raccord pour endoscope pour éviter une fuite de fluide de rinçage

Tuohy-Borst adapter

Bestell-Nr. · order code · référence

3402-1000

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités


Zuspritzadapter
Contrast medium adapter
Adapter pour produit de contraste

Contrast medium adapter



Bestell-Nr. · order code · référence

3402-0700

Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités

Gastroenterologie

GASTROENTEROLOGY -
GASTRO-ENTÉROLOGIE



Gastroenterologie - Gastroenterology - Gastro-entérologie

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Gastroenterologische Drainagen		Gastroenterological drainages		Dispositifs de drainage gastro-entérologique	
• Gallenendoprothese, Doppelpigtail	64	• Biliary endoprosthesis, double pigtail	64	• Endoprothèse biliaire à double queue de cochon	64
• Pankreasendoprothese	65	• Pancreatic stent	65	• Endoprothèse pour drainage pancréatique	65
• Gallengang-Einführungs-Set	65	• Bile duct introduction set	65	• Système d'introduction pour voies biliaires	65
Perkutane Drainagen		Percutaneous drainages		Drainages percutanés	
• Abszess Drainage Set	66	• Abscess drainage set	66	• Kit de drainage d'abcès	66
• Abszess Drainage Set „Locco Set“	66	• Abscess drainage set "Locco set"	66	• Kit de drainage d'abcès « Locco Set »	66
• Abszess Drainage Set in Seldinger Technik	67	• Abscess drainage set in Seldinger technique	67	• Kit de drainage d'abcès selon Seldinger	67
• Direktpunktions-Set, OD	67	• Direct puncture set, OD	67	• Kit de ponction directe, OD	67
• Einzelkatheter, OD	68	• Single catheters, OD	68	• Cathéters seuls, OD	68
• OD CT Drainagenkatheter Set	69	• OD CT drainage catheter set	69	• OD CT kit cathéter de drainage	69


**Gallenendoprothese,
Doppelpigtail GastroSoft**

- Material: Polyurethan
- Einführhilfe

**Biliary endoprosthesis,
double pigtail, GastroSoft**

- Material: Polyurethane
- Insertion support

**Endoprothèse biliaire à double
queue de cochon, GastroSoft**

- Matériel: Polyuréthane
- Guide d'introduction

Biliary endoprosthesis, double pigtail, GastroSoft

Bestell-Nr. Einzelprothese <i>order code single stent référence stent seul</i>	Ø Einzelprothese <i>single stent stent seul</i>	Bestell-Nr. Einzelschieber <i>order code single pusher référence simple poussoir</i>	Ø Einzelschieber <i>single pusher simple poussoir</i>	Länge / length / longueur 	
	F		F	A cm	B cm
4000-4810	7	4000-0070	7	7	3
4000-4820				9	5
4000-4840				11	7
4000-4850				13	9
4000-4860				15	11
4000-4870				17	13
4000-4880				19	15
4000-4910	8	4000-0081	8,5	7	3
4000-4920				9	5
4000-4940				11	7
4000-4950				13	9
4000-4960				15	11
4000-4970				17	13
4000-4980				19	15
4000-5100	10	4000-0012	10	5	1
4000-5110				7	3
4000-5120				9	5
4000-5130				10	6
4000-5140				11	7
4000-5150				13	9
4000-5160				14	10
4000-5170				15	11
4000-5180				17	13
4000-5190				19	15
adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>					
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>					

**Pankreasendoprothese**

- Material: Polyurethan
- Spiralförmig angeordnete Seitenaugen
- Röntgensichtbar


Pancreatic stent

- Material: Polyurethane
- Spirally arranged sideholes
- Radiopaque

Endoprothese pour drainage pancréatique


- Matériel: Polyuréthane
- Eillets latéraux en spirale
- Radio-opacité

Pancreatic stent

Bestell-Nr. order code référence	Ø	Länge / length / longueur 	
	F	A cm	B cm
4000-4508	5	5	4
4000-4510	5	7	6
4000-4512	5	9	8
4000-4514	5	11	10
4000-4516	5	13	12
4000-4702	7	5	3,5
4000-4704	7	7	5,5
4000-4706	7	9	7,5
4000-4708	7	11	9,5
4000-4710	7	13	11,5

adaptiert auf .035 inch Führungsdraht adapted to .035 inch guide wire adapté au fil-guide de .035 inch

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

**Gallengang-Einführungs-Set**

- Material: Polyethylen / Polypropylen
- Kanülenansatz
- Führungskatheter PTFE, 230 cm
- Schieber, 180 cm

Bile duct introduction set

- Material: Polyethylene / Polypropylene
- Adapter
- Guiding catheter PTFE, 230 cm
- Pusher, 180 cm


Système d'introduction pour voies biliaires

- Matériel: Polyéthylène / Polypropylène
- Embout de la canule
- Cathéter-guide PTFE, 230 cm
- Poussoir, 180 cm

Bile duct introduction set

Bestell-Nr. Set order code set kit référence	Bestell-Nr. Einzelschieber order code single pusher référence poussoir seuls	Ø	Führungskatheter guiding catheter cathéter-guide	Schieber pusher poussoir
		F	F	F
-	4000-0050	5		
-	4000-0070	7		
4000-0082	4000-0081	8,5	5	8,5
4000-0010	4000-0012	10	6	10
4000-0014	-	11,4	6	11,4

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

**Abszess Drainage Set**

- Abszess Pigtail-Katheter
- Punktionsnadel, US-Schliff
- Obturator
- Wechseldraht
- Dilatatoren
- 3-Wege-Hahn
- Adapter

Abscess drainage set

- Pigtail catheter
- Puncture needle, US-cut
- Obturator
- Exchange guide wire
- Dilators
- 3-way stop cock
- Adapter

Kit de drainage d'abcès


- Cathéter pour drainage d'abcès
- Aiguille de ponction, coupe US
- Obturateur
- Fil-guide d'échange
- Dilateurs
- Robinet 3 voies
- Adaptateur

Abscess drainage set

Bestell-Nr. order code référence	Bestell-Nr. order code référence	Ø Katheter Ø catheter Ø cathéter	Katheterlänge catheter length longueur du cathéter	Obturatorlänge obturator length longueur du obturateur	Ø Obturator Ø obturator Ø obturateur	Ø Dilatatoren Ø dilators Ø dilateurs
OD	GastroSoft	F	cm	mm	mm	F
1549-0500	1577-0500	8	30	330	1,3	6 / 8 / 10
1549-0550	-		40	430		
1549-0800	1577-0700	10	30	330	1,5	6 / 8 / 10 / 12
1549-0850	-		40	430		
1549-0900	1577-0900	12	30	330	1,8	6 / 8 / 10 / 12 / 14
1549-0950	-		40	430		
1549-1000	1577-1000	14	30	330	1,8	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16
1549-1050	-		40	430		
1549-1100	-	16	30	330	1,8	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18
1549-1150	-		40	430		

adaptiert auf .035 inch Führungsdraht adapted to .035 inch guide wire adapté au fil-guide de .035 inch

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités

**Abszess Drainage Set „Locco Set“**

- Abszess Pigtail-Katheter
- Obturator
- 3-Wege-Hahn

Abscess drainage set “Locco set“

- Abscess pigtail catheter
- Obturator
- 3-way stop cock


Kit de drainage d'abcès « Locco Set »

- Cathéter queue de cochon d'abcès
- Obturateur
- Robinet 3 voies

Abscess drainage set “Locco set“, NephroSoft

Bestell-Nr. Pigtail order code pigtail référence à pigtail	Ø Katheter Ø catheter Ø cathéter	Katheterlänge catheter length longueur du cathéter	Ø Obturator Ø obturator Ø obturateur	Obturatorlänge obturator length longueur du obturateur
Pigtail	F	cm	mm	mm
1630-0400	7	40	1,20	430
1630-0500	8		1,30	
1630-0800	10		1,50	
1630-0900	12		1,50	
1630-1000	14		1,80	

Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités



Abszess Drainage Set in Seldinger Technik

- Körbchenkatheter
- Aufsteller (2 Stück)
- 2-teilige Punktionsnadel, US-Schliff, Ø 1,3 mm, Länge 200 mm
- Chiba Nadel, US-Schliff, Ø 0,7 mm, Länge 220 mm
- Schüller Wechseldraht, Ø .035 inch, Länge 90 cm
- Dilatatoren
- Adapter
- 3-Wege-Hahn

Abscess drainage set in Seldinger technique


- Basket catheter
- Stiffening cannula (2 units)
- Puncture needle, 2-part, US-cut, Ø 1,3 mm, length 200 mm
- Chiba needle, US-cut, Ø 0,7 mm, length 220 mm
- Schueller exchange guide wire, Ø 0.35 inch, length 90 mm
- Dilators
- Adapter
- 3-way stop cock

Kit de drainage d'abcès selon Seldinger

- Cathéter à panier
- Introducteur (2 unités)
- Aiguille de ponction en 2 parties, coupe US, Ø 1,3 mm, longueur 200 mm
- Aiguille de Chiba, coupe US, Ø 0,7 mm, longueur 220 mm
- Fil-guide d'échange selon Schüller, Ø 0.35 inch, longueur 90 cm
- Dilateurs
- Adaptateur
- Robinet 3 voies

Abscess drainage set in Seldinger technique, NephroSoft

Bestell-Nr. <i>order code</i> <i>référence</i>	Bestell-Nr. Einzelkatheter <i>order code single-catheters</i> <i>référence cathéter seuls</i>	Ø Katheter <i>Ø catheter</i> <i>Ø cathéter</i>	Katheterlänge <i>catheter length</i> <i>longueur du cathéter</i>	Ø Dilatoren <i>Ø dilators</i> <i>Ø dilatateurs</i>
		CH	cm	F
1594-0800	1595-0800	10	40	6 / 8 / 10 / 12
1594-0900	1595-0900	12		6 / 8 / 10 / 12 / 14
1594-1000	1595-1000	14		6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16
adaptiert auf .035 inch Führungsdraht <i>adapted to .035 inch guide wire</i> <i>adapté au fil-guide de .035 inch</i>				
Verpackungseinheit: 5 Stück <i>box: 5 units</i> <i>conditionnement : 5 unités</i>				



Direktpunktions-Set, OD

- Abszess Drainage-Katheter (Pigtail / Loop)
- 2-teilige Punktionsnadel, Trokar-Schliff, Länge 330 mm
- 3-Wege-Hahn
- Adapter

Direct puncture set, OD


- Abscess drainage catheter (Pigtail / Loop)
- Puncture needle, 2-part, trocar, length 330 mm
- 3-way stop cock
- Adapter

Kit de ponction directe, OD

- Cathéter pour drainage d'abcès (pigtail / lasso)
- Aiguille de ponction en 2 parties, trocart, longueur 330 mm
- Robinet 3 voies
- Adaptateur

Direct puncture set, OD

Bestell-Nr. Pigtail order code pigtail référence à pigtail	Bestell-Nr. Schlaufe order code loop référence à lasso	Ø Katheter Ø catheter Ø cathéter	Katheterlänge catheter length longueur du cathéter	Nadel needle aiguille
Pigtail	Loop*	F	cm	Ø mm
1554-0500	-	8	30	1,3
1554-0800	1559-0800	10		1,5
1554-0900	1559-0900	12		1,5
Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités				
*arretierbar, lockable, verrouillable				



Einzelkatheter, OD

- Abszess Pigtail-Katheter
- 3-Wege-Hahn


Single catheters, OD

- Abscess drainage catheter
- 3-way stop cock

Cathéters seuls, OD

- Cathéter pour drainage d'abcès
- Robinet 3 voies

Single catheters, OD		
Bestell-Nr. order code référence	Ø Katheter Ø catheter Ø cathéter	Katheterlänge catheter length longueur du cathéter
	F	cm
1550-0500	8	30
1550-0550	8	40
adaptiert auf .035 inch Führungsdraht adapted to .035 inch guide wire adapté au fil-guide de .035 inch		
Verpackungseinheit: 10 Stück box: 10 units conditionnement : 10 unités		

**OD CT Drainagekatheter Set**

- Abszess-Pigtail-Katheter
- Obturator
- Punktionsnadel, Trokar
- 3-Wege-Hahn

OD CT drainage catheter set

- Abscess drainage catheter
- Obturator
- Puncture needle, trocar
- 3-way stopcock

OD CT kit drainage cathéter


- Cathéter pour drainage d'abcès
- Obturateur
- Aiguille de ponction, trocart
- Robinet 3 voies

OD CT drainage catheter set

Bestell-Nr. order code référence	Katheter catheter cathéter			Punktionsnadel puncture needle aiguille de ponction	
Set set kit	Durchmesser diameter diamètre		Länge length longueur	Durchmesser diameter diamètre	
	F	mm	cm	G	mm
1505-0800	8	2,67	25	17,5	1,3
1505-1000	10	3,33	25	17	1,5
1505-1200	12	4,00	25	15	1,8
1505-1400	14	4,67	25	15	1,8
Verpackungseinheit 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités					

Spine

SPINE - RACHIS



Spine - *Spine* - *Rachis*

ARTIKEL	SEITE	ITEMS	PAGE	ARTICLE	PAGE
Vertebroplastiesysteme		Vertebroplasty systems		Système de vertébroplastie	
• Cemento-MP	72	• Cemento-MP	72	• Cemento-MP	72
• Spezial-Vertebroplastienadel-Set	72	• Special vertebroplasty needle set	72	• Kit d'aiguille spéciale de vertébroplastie	72
• Cemento Mini Set	73	• Cemento Mini set	73	• Cemento Mini set	73
• Spezial-Vertebroplastienadel	73	• Special vertebroplasty needle	73	• Aiguille spéciale de vertébroplastie	73
• CementoFixx- M	74	• CementoFixx- M	74	• CementoFixx- M	74

**Cemento-MP³**

- Wiederverwendbares Vertebroplastie-System zur Zementapplikation

Cemento-MP³

- Reusable vertebroplasty system for cement delivery

Cemento-MP³

- Le système de la vertébroplastie réutilisable pour l'application de ciment

Cemento-MP³

Bestell-Nr. order code référence	wiederverwendbares Applikationssystem inkl. Spüladapter und Paraffinöl	reusable application system incl. flushing adapter and liquid paraffin	réutilisable système d'application incl. adaptateur de rinçage et de l'huile de paraffine
1382-0000			
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 units conditionnement : 1 unités			
³ Manufactured by: PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, 78187 Geisingen, Germany			

**Spezial-Vertebroplastienadel-Set³**

- Spritzenzylinder
- Verbindungsschlauch
- Spezial Luer-Lock Adapter
- Aspirationskanüle
- Spezial Vertebroplastienadel

Special vertebroplasty needle set³

- Injection cylinder
- Connection tube
- Special Luer-Lock adapter
- Aspiration cannula
- Special vertebroplasty needle

Kit aiguille de vertébroplastie spéciale³

- Seringue d'injection
- Tube de raccordement
- Spécial Luer-Lock adaptateur
- Canule d'aspiration
- Aiguille de vertébroplastie spéciale

Special vertebroplasty needle set for Cemento-MP³

Bestell-Nr. order code référence	Durchmesser Vertebroplastienadel diameter vertebroplasty needle diamètre de l'aiguille de vertébroplastie	Nadellänge needle length longueur de aiguille
	Gauge / mm	mm
1382-1010	10 / 3,2	100
1382-1510	10 / 3,2	150
1382-1013	13 / 2,4	100
1382-1513	13 / 2,4	150
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 units conditionnement : 1 unités		
³ Manufactured by: PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, 78187 Geisingen, Germany		

**Cemento Mini Set ³**

- Spritzenzylinder
- Verbindungsschlauch
- Spezial Luer-Lock Adapter
- Aspirationskanüle

Cemento mini set ³


- Injection cylinder
- Connection tube
- Spezial Luer-Lock adapter
- Aspiration cannula

Cemento mini set ³

- Seringue d'injection
- Tube de raccordement
- Spécial Luer-Lock adaptateur
- Canule d'aspiration

Cemento mini set for Cemento-MP³

Bestell-Nr. order code référence	Ergänzungsset passend für das Cemento-MP System	complementary set suitable for the Cemento-MP system	Supplémentaire approprié pour le système Cemento -MP
1382-0100			
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 units conditionnement : 1 unités			
³ Manufactured by: PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, 78187 Geisingen, Germany			

**Spezial-Vertebroplastie-nadel³**

- Für das Cemento-MP System

Special vertebroplasty needle³

- For systems Cemento-MP

Aiguille spéciale de vertébroplastie³

- Pour kit Cemento-MP

Special vertebroplasty needle³

Bestell-Nr. order code référence	Durchmesser Vertebroplastienadel diameter vertebroplasty needle diamètre de l'aiguille de vertébroplastie	Länge length longueur
	Gauge / mm	mm
1394-1010	10 / 3,2	100
1394-1510	10 / 3,2	150
1394-1013	13 / 2,4	100
1394-1513	13 / 2,4	150
1394-1015	15 / 1,8	100
1394-1515	15 / 1,8	150
Verpackungseinheit: 5 Stück box: 5 units conditionnement : 5 unités		
³ Manufactured by: PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, 78187 Geisingen, Germany		



Cemento Fixx- M⁴

- Viskoser Zement für Vertebroplastie und Kyphoplastie

Cemento Fixx- M⁴

- Viscous cement for Vertebroplasty and Kyphoplasty

Cemento Fixx- M⁴

- Cement visqueux pour Vertébroplastie et Kyphoplastie

Cemento Fixx - M ⁴	
Bestell-Nr. · order code · référence	Inhalt · content · contenu
1391-0020	1 Ampulle Flüssigkeit 10 ml, 1 Beutel Pulver 19,2 g
	1 ampoule liquid 10 ml, 1 bag radiopaque powder 19,2 g
	1 liquide flacon 10 ml, 1 sac de poudre 19,2 g
Verpackungseinheit: 1 Stück box: 1 unit conditionnement : 1 unité	
⁴ Manufactured by: G21 Srl, 41039 San Possidonio (MO), Italy	

Notizen

Notes

[illegible]

Notizen

Notes

[illegible]

Notizen

Notes

Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Sämtliche Vervielfältigungen jedweder Art, auch in Teilen, bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von optimed. Die Angaben in diesem Katalog dienen nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzen nicht die eingehende individuelle Beratung für eine Kaufentscheidung.

Spezifikation und weitere Merkmale der Produkte sind lediglich Beispiele. Artikel können abweichen. Änderung bleiben ausdrücklich vorbehalten. Verbindliche Angaben werden ausschließlich im Rahmen eines Bestellvorgangs gegeben. optimed übernimmt insoweit auch keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von optimed.

All rights reserved.

Copying of any kind, even partial, requires the explicit written consent of optimed.

The information in this catalogue serves only as non-binding and general information and does not replace a detailed individual consulting for a purchase decision. Specification and other characteristics of the products are only examples. Articles may vary. Changes are expressly reserved. Mandatory information is given exclusively in the context of an order process. optimed assumes also no guarantee for topicality, correctness and completeness of the contained information. In addition, terms and conditions of optimed apply.

Tous droits réservés.

Toutes reproductions, par quelque procédé que ce soit, y compris d'extraits, nécessitent l'autorisation écrite expresse d'optimed. Les indications contenues dans ce catalogue sont sans engagement et sont destinées uniquement à informer d'une manière générale. Elles ne remplacent pas les conseils individuels approfondis avant tout achat. Les spécifications et autres caractéristiques des produits sont uniquement des exemples. Certains articles peuvent varier. Nous nous réservons expressément le droit de modifier nos produits. Des indications fermes ne sont données que dans le cadre de commandes. optimed décline ne garantit donc pas que les informations contenues dans ce catalogue sont à jour, exactes et complètes. Les conditions générales d'optimed sont applicables au demeurant.



D Diese Informationen ersetzen nicht die Gebrauchsanweisung - Informationen nur für medizinische Fachkreise

EN This information does not replace the instructions for use - Information for medical experts only

F Ces informations ne remplacent pas le mode d'emploi - Informations destinées uniquement aux membres des professions médicales

Order Code 9999-0423 Rev (06/2023) © optimed